



2009/10

al dente
dentalprodukte




DENTÁLNÍ UŽYTOBKÝ



VÁŽENÁ ZÁKAZNICE, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Dear Client | Estimado cliente
Gentile Cliente



■ Le damos las gracias por su interés en nuestros productos.

Otra vez nuestro nuevo catálogo fue ampliado con productos que Usted apreciará en su trabajo de cada día referente a la seguridad y economía de tiempo. Nuestros productos se forman del día habitual en el laboratorio en colaboración con técnicos dentales.

De esta forma Usted tiene la seguridad de utilizar en su laboratorio materiales de alta calidad y ya probados.

De cada forma producimos según las normas de DIN EN ISO 9001:2000 y EN ISO 13485.

Nuestro objeto es siempre lo mismo: Ayudarle en su trabajo de cada día con nuestra alta y constante calidad, con precios razonables y competencia profesional.

Esperamos que nuestro catálogo sea una buena lectura y que tenga placer en utilizar nuestros productos.

■ Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti dei nostri prodotti.

Il nuovo catalogo ha ampliato ulteriormente la gamma di prodotti, che vi aiuteranno nel lavoro quotidiano di laboratorio dandovi una maggiore sicurezza e risparmio di tempo.

I nostri prodotti sono frutto dell'esperienza pratica, in stretta collaborazione con i tecnici; per questo potete essere certi di impiegare nel vostro laboratorio materiali testati e di alta qualità. Naturalmente tutti i nostri prodotti vengono fabbricati in conformità alle normative DIN EN ISO 9001:2000 ed EN ISO 13485. Il nostro obiettivo è rimasto invariato: quello di assistere l'odontotecnico nella pratica quotidiana con una qualità costante, prezzi corretti e competenza professionale.

Vi auguriamo una buona lettura del nostro catalogo e un buon lavoro con i prodotti al dente.

■ Vrélé díky za zájem o naše výrobky.

Náš nový katalog 2009/2010 je opět trochu bohatší o další výrobky, které Vám, zubním technikům, přinesou výhody jistoty a časové úspory ve Vaší každodenní práci. Naše výrobky vznikají díky běžné každodenní laboratorní praxi a díky spolupráci s Vámi, zubními techniky. Takož Vám dáváme jistotu, že ve své laboratoři zpracováváte vysoko kvalitní a praxi prověřené materiály. Naše výrobky jsou samozřejmě zhotovovány bez výjimky dle norem DIN EN ISO 9001:2000 a EN ISO 13485. Díky nepřetržité stálé a vysoké kvalitě výrobků, přijatelné ceně a vysoce kompetentnímu servisu chceme být Vaším každodenním partnerem při práci v zubní laboratoři.

Přejeme Vám mnoho radosti při studiu našeho katalogu mnoho úspěchů a spokojenosti při práci s našimi výrobky.

■ Many thanks for your interest in our products.

Our new catalogue has become once again a comprehensive list of products, which will provide you, as technicians in your daily work, with benefits in the form of reliability and time-saving.

Our products result from daily laboratory practice in close co-operation with those in the field. You therefore have the certainty of using in your lab high quality products which have been tested in practice.

Naturally, and without exception, we make our products according to DIN EN ISO 9001:2000 and EN ISO 13485. Furthermore there has been no change in our objectives:

By constant high quality, fair pricing and efficient service to be your partner in laboratory routine.

We wish you much pleasure in the perusal of our catalogue and in the use of our products.



OBJEDNÁVKY

Order | Commande | Ordine

■ V České republice si můžete výrobky **Al dente** objednat buď přímo u nás, výhradního distributora pro ČR nebo SR, nebo přes naše partnerská dentální depa, která naše výrobky vedou ve své nabídce.

Objednávky jsou vyřizovány a expedovány v co nejkratším čase.

■ Orders should be directed to our Partner Depots in your own country. You will find the address on the reverse of the catalogue.

■ Gracias por enviar su pedido directamente a nuestros depósitos contratantes en su país. La dirección correspondiente está mencionada al reverso de este catálogo.

■ Per le ordinazioni voglia cortesemente rivolgersi ai nostri depositi consociati, esistenti nel Suo paese, il cui indirizzo è indicato sul retro del catalogo.

al dente
dentalprodukte

Am Tobel 15
88263 Horgenzell
Germany
www.aldente.de
info@aldente.de

DISTRIBUCE v ČR a SR

P K Z M s.r.o.

533 22 Býšť 48
IČ: 260 11 409
DIČ: CZ26011409
Fax, Tel: 466 989 550
e-mail: pkzm@centrum.cz

PHONE: 07504/97091-0


internat. + (49) 7504/97091-0

FAX: 07504/97091-20

internat. + (49) 7504/97091-20

TAKTO NÁS NAJDĚTE

Our location
Para visitarnos
Come trovarci



WAX UPS PŘEDTVARY VOSKOVÝCH FASET



Wax ups wax veneers | Carillas de cera wax ups per la utilización diagnóstica | Faccette in cera wax ups per la ceratura diagnostica

Form ▼	13	12	11	21	22	23
OK A						
OK B						
OK C						
OK D						
OK E						
UK						
Zahn ►	43	42	41	31	32	33

Sortiment | Assortment | Surtido | Assortimento

5 faset všech velikostí a 1 krabička modelovacího vosku
Assortment of 5 veneers of all forms and 1 can of sculpturing wax
Surtido de 5 carillas de cada forma y 1 caja de cera para modelar
Kit di 5 faccette di tutte le forme e 1 scatola di cera di modellazione wax up

Art. Nr. 01-5000

60g

Modelovací vosk béžový | Wax up sculpturing wax beige
Cera de modelar wax up beige | Cera di modellazione wax up beige

Art. Nr. 01-5010

Doplňovací balení e 10 pcs


Refill wax ups
Reposiciones wax ups
Ricambi wax ups

■ Úsporné, racionální nanášení vosku pomocí voskových předtvarů **al dente**. K dostání v pěti přirozených velikostech pro horní čelist a v jedné velikosti pro dolní čelist. Předtvary jsou zhotoveny z čistě organického vosku a jsou tudíž plně spalitelné a vhodné pro celokeramické práce.

■ Rational time-saving diagnostic waxing up with **al dente** wax ups. Available in 5 natural upper and 1 lower plate form. Pure organic wax, thus also suitable for pressable ceramic systems.

■ Un método racional de encerado diagnóstico gracias a los wax ups **al dente**. Disponibles en 5 formas naturales del superior y en 1 forma del inferior. La cera es completamente orgánica y dado a este caso se la recomienda también por la cerámica por presión.

■ Ceratura diagnostica veloce e razionale con i wax ups **al dente**. Disponibili in 5 forme naturali per il mascellare superiore e 1 forma per la mandibola. Cera puramente organica, adatta quindi anche per la ceramica integrale.



■ Časově úsporná technika voskové modelace pomocí předtvarů **al dente**.



■ Rational time saving diagnostic waxing-up with **al dente** wax ups.



■ Encerado diagnóstico racional y con ahorro de tiempo gracias a los wax ups de **al dente**.



■ Con **al dente** wax ups, ceratura diagnostica rapida e razionale.

VOSK - PŘEDTVARY VOSKOVÝCH MEZIČLENŮ BEZ GIRLANDY

Prefabricated wax pontics without collar
Preformas en bloque sin ribete
Preformati in cera senza collare



■ Žádná girlanda = optimální estetika díky možnosti plného fasetování mezičlenů. Vrstvení keramiky je zjednodušeno díky anatomickému uspořádání voskových předtvarů. Okluzální hloubka pro přirozeně a hluboké fisury. Možnost hlubší separace z labiální strany je umožněna díky lingualně/palatinálně uloženým spojům.

■ No collar = optimum aesthetic. Anatomic form. Occlusal depth for natural fissures. Deeper cut in of labial, due to lingual/palatinal transferred connecting points.

■ Sin ribete = estética óptima por el recubrimiento total de la parte intermedia. Forma anatómica. Profundidad occlusal por fisuras naturales. Separación profunda desde labial gracias a una junta de posición lingual/palatinal.

■ Senza collare = estetica ottimale mediante rivestimento completo del elemento intermedio. La forma anatomica degli elementi in cera semplifica la stratificazione della ceramica. Profondità occlusale per fessure naturali. Separazione labiale più in profondità grazie alle giunzioni in posizione linguale/palatale.

ŘEŠENÍ

► Úspora času = zvýšení Vaší produktivity ► Předtvary voskových mezičlenů jsou k dostání v různých velikostech, čímž se potřeba individuální úpravy mezičlenů redukuje na minimum ► Optimální kvalita vosku s perfektní možností modelace a škrabání ► Díky tvrdosti vosku je deformace voskové modelace při snímání z modelu nemožná.

ADVANTAGES

► Time-saving = increase of productivity
► Wax pontics in different sizes. The individual adaption of the patterns is therefore reduced to a minimum. ► Optimum wax quality with perfect scraping and modelling qualities. ► Due to the hard wax a bending of the modellation while removing is impossible.

VENTAJAS

► Ahorro de tiempo = más productividad
► Preformas disponibles en varios tamaños, así se reduce la adaptación individual de las preformas a un mínimo ► Calidad óptima de la cera con propiedades perfectas de raspado y modelar. ► Por la cera dura no hay ninguna deformación del modelado, en quitarlo de la modelación.

VANTAGGI

► Risparmio di tempo = aumento della Sua produttività ► Elementi intermedi in cera disponibili in differenti grandezze; quindi adattamento individuale molto più rapido degli elementi intermedi. ► Qualità di cera ottimale le cui caratteristiche sono assolutamente adatte al fresaggio e alla modellazione. ► Grazie alla durezza della cera si esclude qualsiasi deformazione del modello allorché esso viene rimosso.

BEZ GIRLANDY without collar | sin ribete senza collare

Zahn ▶	17-14	12-22	24-27
C			
B			
A			
A			
B			
C			
Größe ▲	47-44	42-32	34-37

Všechna vyobrazení v originální velikosti | All illustrations in original size | Todas las fotos en tamaño original | Tutte le illustrazioni sono in grandezza originale

Doplňující balení

Refill packs

Reposiciones

Confezioni di ricarica

e 25 pcs

e 50 pcs

e 100 pcs

Sortiment | Assortment | Surtido | Assortimento

Zaváděcí sada se 3 díly = 54 bločků | 3 pieces of each = 54 pontics
con 3 preformas de cada forma = 54 preformas | con 3 elementi ciascuno = 54 preformati Art. Nr. 01-3001
10 dílů = 180 bločků | 10 pieces of each = 180 pontics
con 10 preformas de cada forma=180 preformas | con 10 elementi ciascuno=180 preformati Art. Nr. 01-3002
20 dílů = 360 bločků | 20 pieces of each = 360 pontics
con 20 preformas de cada forma=360 preformas | con 20 elementi ciascuno = 360 preformati Art. Nr. 01-3003

VOSK - PRÉDVTARY VOSKOVÝCH MEZIČLENŮ S GIRLANDY


Prefabricated wax pontics with collar | Preformas en bloque con ribete | Preformati in cera con collare

■ Vrstvení keramiky je ohrazeno linguální/palatinální girlandou a umožňuje takto přesné a časově úsporné nanášení keramické hmoty.

■ The ceramic layers are limited by the lingual/palatinal collar, thus enabling a timesaving and well-aimed application of the ceramic.

■ Las capas de la cerámica son limitadas por el ribete lingual/palatal. Así se economiza tiempo en aplicar la cerámica con más precisión.

■ La stratificazione della ceramica viene delimitata dal collare linguale/palatinale; l'applicazione della massa ceramica sarà quindi più rapida e precisa.



S GIRLANDOU

with collar | con ribete | con collare

Zahn ▶	17-14	12-22	24-27
C			
B			
A			
A			
B			
C			
Größe ▲	47-44	42-32	34-37

Všechna vyobrazení v originální velikosti | All illustrations in original size | Todas las fotos en tamaño original | Tutte le illustrazioni sono in grandezza originale

Doplňující balení
Refill packs
Reposiciones
Confezioni di ricarica

e 25 pcs
e 50 pcs
e 100 pcs



Sortiment | Assortment | Surtido | Assortimento

Zaváděcí sada se 3 díly = 54 bločků | 3 pieces of each = 54 pontics
con 3 preformas de cada forma = 54 preformas | con 3 elementi ciascuno = 54 preformati Art. Nr. 01-3010
10 dílů = 180 bločků | 10 pieces of each = 180 pontics
con 10 preformas de cada forma = 180 preformas | con 10 elementi ciascuno = 180 preformati Art. Nr. 01-3012
20 dílů = 360 bločků | 20 pieces of each = 360 pontics
con 20 preformas de cada forma = 360 preformas | con 20 elementi ciascuno = 360 preformati Art. Nr. 01-3014

JEDNOTLIVÉ DÍLY

Single parts | Preformas sueltas | Elementi singoli

Zahn ▶	17/16	13	12	11	21	22	23	26/27	OK Präm.
B									
A									
A									
B									
Größe	47/46	45	44	43	33	34	35	36/37	UK Front

Všechna vyobrazení v originální velikosti | All illustrations in original size | Todas las fotos en tamaño original | Tutte le illustrazioni sono in grandezza originale



- Předtvary postranních mezičlenů jsou k dostání také ve vydutém tvaru.
- Also available as hollow pontics in the posterior area.
- Molares también disponibles de forma hueca (fondo gris).
- Disponibilità anche di preformati cavi per denti posteriori a sfondo grigio.

POMOCNÉ VOSKOVÉ DÍLY - JEDNOTLIVÉ

Prefabricated wax single parts | Preformas individuales
Preformati in cera - elementi singoli

■ Anatomická forma. ► Široké a proximální plošky umožňující spojení bez prnutí. ► Redukované množství tvarů (18 tvarů) = menší sklad = nízké náklady. ► Ve dvou různých velikostech (A+B). ► K dostání rovněž jako vyduté tvary mezičlenů pro postranní úsek.

■ Anatomic form. ► Wide, approximate connecting points for tightless linking. ► Reduced form variety (18 forms) = small storage = low costs. ► 2 different sizes (A+B). ► Also available as hollow pontics in the posterior area.

■ Forma anatómica. ► Largas superficies por el encerado garantizan una unión sin tensión. ► Variedad de formas reducida (18 formas) = menos existencias en almacén = menos gastos. ► Dos diferentes tamaños (A+B). ► También disponibles como preformas huecas por los posteriores.

■ Forma anatomica. ► Larghe superfici di ceratura, prossimale, che consentono una giunzione priva di tensione. ► Varietà ridotta di forme (18 forme) = minor magazzinaggio = costi inferiori. ► 2 differenti misure (A+B). ► I denti posteriori sono disponibili anche cavi.



Sortiment | Assortment | Surtido | Assortimento

Zaváděcí sada se 3 díly = 144 dílů | 3 pieces of each = 144 pieces
con 3 preformas de cada forma = 144 preformas | con 3 elementi singoli = 144 preformati **Art. Nr. 01-4441**
10 dílů = 360 dílů | 10 pieces of each = 360 pieces
con 10 preformas de cada forma = 360 preformas | con 10 elementi singoli = 360 preformati **Art. Nr. 01-4444**
20 dílů = 720 dílů | 20 pieces of each = 720 pieces
con 20 preformas de cada forma = 720 preformas | con 20 elementi singoli = 720 preformati **Art. Nr. 01-4446**

UVDUTÉ PŘEDTVAŘY VOSKOVÝCH MEZIČLENŮ

Hollow pontics | Preformas huecas | Preformati cavi



Sortiment | Assortment | Surtido | Assortimento

Zaváděcí sada se 3 díly = 144 dílů | 3 pieces of each = 144 pieces
con 3 preformas de cada forma = 144 preformas | con 3 elementi singoli = 144 preformati **Art. Nr. 01-4441H**
10 dílů = 180 dílů | 10 pieces of each = 180 pieces
con 10 preformas de cada forma=180 preformas | con 10 elementi singoli=180 preformati **Art. Nr. 01-4444H**
20 dílů = 360 dílů | 20 pieces of each = 360 pieces
con 20 preformas de cada forma=360 preformas | con 20 elementi singoli=360 preformati **Art. Nr. 01-4446H**

■ Redukce váhy až o 45%. ► Jsou výhodné pro pacienta díky nižším finančním nákladům na kov. ► Díky přibližně stejnemu objemu mezi korunkami a mezičleny jsou výsledně odlišné konstrukce bez prutů. ► Velice jednoduché opracování. ► Vydaté díly vyplnit keramickou hmotou a vypálit obvyklým způsobem v keramické peci.

■ Weight reduction of up to appr. 45%.
► Patient friendly, as low metall costs.
► Tightless construction through almost the same volume of the cast between crowns and wax pontics. ► Easiest processing. Hollow pontics are filled with ceramic and baked as usually.

■ Reducción del peso hasta 45 %.
► Menos cantidad de metal resulta en menos gastos por el paciente. ► Construcción sin tensión por casi el mismo volumen de colado entre coronas y preformas. ► Elaboración fácil. Llenar las preformas huecas con cerámica y cocer de costumbre.

■ Riduzione del peso fino al 45%.
► Quantità minore di metallo ossia riduzione dei costi per i pazienti. ► Struttura priva di tensione grazie al volume quasi identico della fusione tra corone e elementi intermedi. ► Di semplice lavorazione. Basta riempire i preformati cavi con la massa ceramica e procedere alla cottura come di consueto.

VOSK - VOSKOVÉ PŘEDTVAŘY ŽVÝKACÍCH PLOŠEK

Wax occlusal patterns | Preformas oclusales de cera en bloque | Preformati in cera per superfici di masticazione

■ Uspořádání bylo vytvořeno na základě biodynamických poznatků a přirozených předloh. ► Univerzální velikost zajišťuje schopnost rychlého přizpůsobení na danou modelovanou situaci. ► Speciální kvalita vosku s výbornými modelovacími vlastnostmi.

■ Formed according to bio-dynamic knowledge. ► Formed exactly according to the natural model. ► Universal size for quick adaption to the given situation. ► Special wax, with excellent modelling quality.

■ Creadas según el conocimiento biológico. ► Reproducción exacta de dientes naturales. ► Tamaño universal que se adapta rápidamente a cada situación. ► Calidad de cera especial con excelentes propiedades de modelar.

■ Strutturazione secondo basi biodinamiche. ► Riproduzione esatta dei denti naturali. ► Grandezza universale adatta a qualsiasi situazione si presenti. ► Cera di qualità speciale dalle eccellenti caratteristiche di modellazione.



Balení

25 žvýkacích bločků pro Kvadrant nebo sortiment 4 x 15 žvýkacích bločků

Packing units

of 25 wax occlusal patterns
or range of 4 x 15 wax occlusal patterns

Embalaje

25 preformas oclusales de cada cuadrante
o un surtido de 4 x 15 preformas oclusales

Imballaggio

25 preformati per superfici di masticazione per quadrante oppure assortimento di 4 x 15 preformati per superfici di masticazione

LICÍ TECHNIKA – SKELETY


Partial technique | Sistema de modelación para los esqueléticos | Tecnica degli scheletrati

■ Perfektně vzájemně sladěná kvalita vosku s barevným podáním. Plně spalitelné vosky lze dobře adaptovat na model a nevykazují žádné prutí. Díky transparentní barvě vosku jsou veškerá vyznačená místa na modelu dobře viditelná.


■ Perfectly matching wax quality in consistent colour. The residue-free burning-off waxes can be shaped to the model without tension. Marks can be easily seen through the transparent wax.

■ Una calidad de cera perfectamente armonizada en un sólo color. Las ceras que queman sin residuos pueden ser adaptadas al modelo sin tensión. Como la cera es transparente se puede reconocer las señalizaciones muy bien.


■ Qualità della cera che si adatta perfettamente, con un colore uniforme. Le cere che bruciano senza residui si lasciano adattare sul modello senza tensioni. Grazie alla cera trasparente si possono individuare molto bene i riferimenti.




- A-1: ■ Spony na premoláry
■ Premolar clasps
■ Gancho premolar
■ Ganci per premolari




- A-2: ■ Spony na moláry
■ Molar clasps
■ Gancho molar
■ Ganci per molari



- A-3: ■ Prstencové spony
■ Ring clasps
■ Gancho anular
■ Ganci ad anello curvi



- A-4: ■ Prstencové spony rovné
■ Ring clasps straight
■ Gancho anular recto
■ Ganci ad anello diritti



- A-5: ■ Bonyhardovy spony
■ Bonyhard clasps
■ Gancho Bonyhard
■ Ganci bonyhard

Tvarové spony
Clasps profiles
Ganchos de cera
Ganci in cera

- | | |
|-----|------------------|
| A-1 | Art. Nr. 06-1400 |
| A-2 | Art. Nr. 06-1410 |
| A-3 | Art. Nr. 06-1420 |
| A-4 | Art. Nr. 06-1430 |
| A-5 | Art. Nr. 06-1440 |



Univerzální lepidlo na vosk
Universal-wax adhesive
Pegamento universal para cera
Colla cera-universale

20 ml Art. Nr. 06-1800

■ Anatomicky tvarované voskové profily, které nevykazují žádné zpětné prutí. Balení 10 destiček, barva tyrkysová.

■ Anatomically shaped wax profiles
No reverse forces, free of tension
Content of pack 10 bars
Colour turquoise

■ Preformas para ganchos en cera de forma anatómica. Sin fuerza de restitución y tensión.


Contenido 10 planchas
Color turquesa

■ Profilati in cera con forma anatomica
Assenza di forze antagoniste, senza tensioni.

Contenuto confezione 10 fogli
Colore tuchese

LICÍ A MODELOVACÍ VOSKY PRO SKELETY

Casting wax | Cera de colado | Cera per fusione



- Modelovací vosk fóliový hladký
- Casting wax smooth
- Cera de colado lisa
- Cera per fusione liscia

0,30 mm	Art. Nr. 06-1030
0,35 mm	Art. Nr. 06-1035
0,40 mm	Art. Nr. 06-1040
0,50 mm	Art. Nr. 06-1050
0,60 mm	Art. Nr. 06-1060



- Modelovací vosk fóliový, jemný rastř.
- Casting wax fine grained
- Cera de colado rugosidad fina
- Cera ruvida

0,30 mm	Art. Nr. 06-1130
0,35 mm	Art. Nr. 06-1135
0,40 mm	Art. Nr. 06-1140
0,50 mm	Art. Nr. 06-1150
0,60 mm	Art. Nr. 06-1160



- Modelovací vosk fóliový, hrubý rastř.
- Casting wax coarse grained
- Cera de colado rugosidad gruesa
- Cera molto ruvida

0,30 mm	Art. Nr. 06-1230
0,35 mm	Art. Nr. 06-1235
0,40 mm	Art. Nr. 06-1240
0,50 mm	Art. Nr. 06-1250
0,60 mm	Art. Nr. 06-1260




- Modelovací vosk fóliový, žilkovaný
- Casting wax stippled
- Cera de colado venosa
- Cera venata

0,30 mm	Art. Nr. 06-1330
0,35 mm	Art. Nr. 06-1335
0,40 mm	Art. Nr. 06-1340
0,50 mm	Art. Nr. 06-1350
0,60 mm	Art. Nr. 06-1360

Sheet size 75 x 150 mm
Sheet thickness 0,3 – 0,6 mm
15/pack


VOSKOVÁ RETENCE

Wax retentions | Retenciones de cera | Ritenzioni di cera




- Vosková retenční mřížka jemná
- Wax meshes
- Rejilla de retención fina
- A maglia diritta

20 sheets Art. Nr. 06-1500



- Vosková retenční mřížka diagonální
- Wax grid diagonal
- Rejilla de retención diagonal
- A maglia diagonale

20 sheets Art. Nr. 06-1510



- Vosková retenční mřížka s kulatým otvorem
- Grid meshes
- Rejilla de retencion agujereada
- Rete a fori tondi

20 sheets Art. Nr. 06-1520



- Sedlová vlnková retence
- Bar retentions
- Retenciones nervadas
- Ritenzione a pettine

10 sheets Art. Nr. 06-1530



- Sedlová řetízková retence s kulatými otvory
- Perforated retentions
- Retenciones agujereadas rectas
- Ritenzione ad anello

40 pcs Art. Nr. 06-1540



- Sedlová řetízková retence s kulatými nepravidelnými otvory
- Perforated retentions displaced
- Retenciones desplazadas
- Ritenzione ad anello sfalsati

40 pcs Art. Nr. 06-1550



Podjazykový trčmen
Lower jaw bars
Perfil de transmisión
Barre mandibolari

4 x 2 mm | 65g Art. Nr. 06-1600



Voskové drátkové profily
Wax profiles
Perfil de unión en barras
Profilati tondi

0,6mm 12g	Art. Nr. 06-1620
0,8mm 25g	Art. Nr. 06-1630
1,0mm 37g	Art. Nr. 06-1640
1,2mm 50g	Art. Nr. 06-1650

MODELOVACÍ VOSK PRO SKELETY

Partial wax | Cera de modelar para esqueléticos
Cera per protesi scheletrate



60g

Art. Nr. 06-1700

UVÝKRÝVACÍ VOSK

Blocking out wax | Cera de bloqueo | Cera per sottosquadri



60g

Art. Nr. 02-1480

PODKLÁDACÍ SAMOLEPÍCÍ VOSK

■ Přípravný samolepící vosk pro podkládání pryskyřičných sedel a lingválních trčmenů. Snadno se přizpůsobuje na povrch modelu. Drží také na mokrých modelech.

■ Self-adhesive casting wax guarantees that the underside of the acrylic is absolutely precise.

■ Cera de preparación autoadhesiva para la preparación de las concavidades para las silletas sintéticas y los perfiles linguales. Muy buena adaptación a la superficie del modelo y adherencia óptima sobre modelos húmedos.

■ Cera di preparazione autoadesiva per mantenere lo spazio per selle in resina e barre linguali. Si adatta perfettamente alla superficie del modello e aderisce anche a modelli bagnati.

■ Vosk je díky optimálnímu tečení a tvrdosti určen pro modelaci skeletů pomocí hotových dílců. Díky hladkému přechodu u modelace jednotlivých dílců je čas pro konečné vypracování kratší.

■ The sculpturing wax has the same consistency as the wax patterns, which enables a harmonious modellation and it is not necessary to carve from hard into soft wax.

■ K vyrovnaní podsekřívých míst při modelaci skeletových prací. **al dente** vyrównávací vosk dobře drží na sádře a je snadno škrabatelný. Obsahuje nespalitelné částice, a proto není vhodný pro licí techniku.

■ For blocking out undercut ponts in frame work technique. **al dente** Blocking Out Wax adheres firmly to plaster, and is pared easily. Contains non-combustible ingredients, therefore unsuitable as casting wax.



0,3mm | 32 pcs.
0,4mm | 32 pcs.

Art. Nr. 06-1730
Art. Nr. 06-1740

0,5mm | 32 pcs.
0,6mm | 32 pcs.

Art. Nr. 06-1750
Art. Nr. 06-1760

■ Capacidad de flujo óptima y referente a la dureza: adaptación exacta a los componentes preformados. Transición sin costura entre las preformas y la modelación, elaboración del trabajo más corta.

■ Fluidità ottimale e con una durezza adattata ai preformati. Passaggio perfetto dai preformati alla modellazione con conseguente riduzione del tempo di lavoro per la rifinitura.

Par el bloqueo de puntos de socavación en la técnica de esqueléticos.

La cera de bloqueo de **al dente** tiene muy buena adherencia a la escayola y permite un raspado excelente. Contiene componentes inorgánicos y de esta forma no es apropiada como cera de colado.

■ Per il riempimento di parti irregolari nella tecnica delle protesi scheletrate.

La cera per sottosquarri **al dente** aderisce in tutta sicurezza al gesso, facile a raschiarsi. Contiene elementi non combustibili e quindi non si presta quale cera di fusione.

PŘEDNOSTI

- Žádné letování ► Žádná neušlechtitelná letovací slitina v ústech pacienta
- Absolutně bez jakéhokoliv prutí
- Časová úspora cca ½ hod ► Snížení nákladů ► Zvýšení kvality

AVANTAGES


- No soldering ► No impure solder in patient's mouth ► Completely tension free. ► Ca. 30 min. time saving ► Reduced cost ► Improved quality

VENTAJAS

- No soldadura ► No partes non preciosas de soldadura en la boca del paciente
- Completamente sin tensión ► Aprox. 1/2 hora de ahorro de tiempo ► Menos gastos ► Aumento de calidad

VANTAGGI


- Nessuna saldatura ► Nessuna lega brasante non nobile in bocca al paziente
- Assolutamente senza tensione ► Ca. 1/2 ora il risparmio di tempo ► Riduzione dei costi ► Aumento della qualità



LEPÍCÍ SPOJE

Adhesive bondings | Elementos de unión adhesivos | Giuntori ad incollaggio

- al dente lepící spoje pro trvalé spojení kovu u kombinovaných zubních náhrad bez žádného prutí.
- al dente adhesive bondings for tension-free, durable metal bonding in combined tooth replacement.
- Elementos de unión adhesivos de al diente para una conexión en metál sin tensión y permanente referente a prótesis combinata.
- I giuntori ad incollaggio al dente per protesi combinate, sono privi di tensione e assicurano una giunzione durevole dei metalli.



Regular

	Patrice	Matrice	Dublovaci matrice
90°			
105°			
120°			

Small

	Patrice	Matrice	Dublovaci matrice
90°			
105°			
120°			

Díly zobrazeny zvětšeně.
Parts are shown larger than actual size
Todas fotos ampliados
I pezzi sono riportati ingranditi

- Los elementos de unión adhesivos al diente son disponibles en 3 diferentes inclinaciones (90° , 105° , 120°). De esta forma resulta una conexión apropiada por cada situación de la mandíbula. El adhesivo para unión de conexión ya probado (Pro-Bond Art. Nr. 03-1095).

Nota: Se tiene que considerar los reglamentos generales por la estática. No utilizar adhesivo fotopolimerizable.

- I giuntori ad incollaggio al dente sono disponibili in 3 diversi angoli di inclinazione (90° , 105° , 120°). Per cui si può avere una giunzione ottimale per qualsiasi stato della mascella. I collanti composti (Pro-Bond Art. Nr. 03-1095) si sono dimostrati ideali per l'incollaggio.


Nota: Osservare le comuni regole della statica. Per incollare non far uso di collante fotopolimerizzabile.

PRACOVNÍ KROKY


Work steps | Etapas de trabajo | Fasi di lavorazione




- Odpovídající patrice se převoskuje na sekundární část a odlije
- The corresponding male part die is waxed onto the secondary part and poured together.
- La patriz correspondiente se encera a la parte secundaria y se las colá juntas.
- La patrice corrispondente viene fissata con la cera all'elemento secondario e quindi fusa.



- Korunka po odlití včetně nasazené dublovací matice připravená pro vyblokování a dublování.
- The crown after pouring, with attached double matrix ready for doubling.
- La corona después de colar, con la matriz de duplicación, lista para bloquear y duplicar.
- Corona subito dopo la fusione con applicata la matrice pronta per essere duplicata.



- V dublovací formě je dublovací matice vyměněna za matrici.
- In the duplicating mould the duplicating matrix is exchanged for the matrix.
- En la forma de duplicación se cambia la matriz de duplicación contra la matriz.
- Nel modello duplicato la matrice di duplicazione viene sostituita dalla matrice.



- Model ze zatmelovací hmoty s matricí.
- Embedding material model with matrix.
- Modelo de revestimiento con la matriz.
- Il modello in massa di rivestimento con matrice.



- Běžně vymodelovaný voskový model skeletu.
- Framework is modelled in usual manner.
- El modelado del esquelético se realiza como de costumbre.
- Lo scheletrato viene modellato come di consueto.




- Nasazený odlitý skelet připravený pro splejení.
- Mounted framework cast ready for fixing.
- Esquelético montado y listo para pegar.
- Protesi scheletrata pronta per essere incollata.

Postup při zhotoovení nejprve skeletu
Framework is modelled first
Se empieza por el esquelético
Dapprima viene realizzato lo scheletrato



- Odstranit voskový podstavec patrice a přivoskovat na voskový model skeletu.
- Place patrix onto the modelled framework.
- Se posiciona la patriz y se la encera al esquelético.
- Cerare la patrice allo scheletrato.



- Po vypracování odlitého skeletu vymodelovat z vosku sekundární korunku a přivoskovat matrici.
- Wax crown with matrix.
- Después de repasar el esquelético se realiza el modelado de las coronas secundarias y se encera la matriz.
- Dopo la rifinitura dello scheletrato modellare le corone secundarie e cerare la matrice.



- Korunku usadit, plochy potřebné pro splejení opískovat a pomocí dvousložkového lepidla Pro Bond (Art.Nr.03-1095) bez jakéhokoliv pnutí slepit.
- Finish crowns. Splice sandblast. Without tension stick together with Pro-Bond 2-component adhesive (Art. Nr. 03-1095).
- Se adapta las coronas, se arena la parte de pegar y se la conecta con el adhesivo Pro-Bond (Art. Nr. 03-1095) sin tensión.
- Adattare le corone, sabbiare il punto d'adesione e incollare Pro-Bond (Art. Nr. 03-1095) senza tensioni con l'adesivo bicomponente.

SORTIMENTY A DOPLŇUJÍCÍ BALENÍ

REGULAR

Sortimenty | Assortment | Surtidos | Assortimento

90° 5 spojů | 5 Fixings | 5 uniones | 5 giunzioni
 105° 5 spojů | 5 Fixings | 5 uniones | 5 giunzioni
 120° 5 spojů | 5 Fixings | 5 uniones | 5 giunzioni
 Kompletní sortiment vždy 5 dílů 90°+105°+120°
 General assortment 5 pieces of each 90°+105°+120°
 Surtido completo: 5 preformas de c/u 90°+105°+120°
 Assortimento complessivo da 5 elementi 90°+105°+120°

Art. Nr. 01-7000

Art. Nr. 01-7001

Art. Nr. 01-7002

Art. Nr. 01-7003

Doplňující balení | Refill packs
 Reposiciones | Confezioni di ricarica

Patrice	Art. Nr.	Matrice	Art. Nr.	Dublovací matrice	Art. Nr.
90° e	10 pcs	01-7010	01-7020	01-7030	
	50 pcs	01-7100	01-7110	01-7120	
105° e	10 pcs	01-7040	01-7050	01-7060	
	50 pcs	01-7130	01-7140	01-7150	
120° e	10 pcs	01-7070	01-7080	01-7090	
	50 pcs	01-7160	01-7170	01-7180	

PARALELNÍ DRŽÁK REGULAR Paralleling tool regular Guía de paralelómetro regular | Parallelizzatore regular

1 pc

90° **Art. Nr. 01-7350** 120° **Art. Nr. 01-7360**
 105° **Art. Nr. 01-7355**



PRO-BOND DUOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO Pro-Bond 2-component adhesive Pro Bond adhesivo de 2 componentes | Adesivo per attacchi Pro-Bond

Pro Bond 2 x 2,5g **Art. Nr. 03-1095**



■ Pro-Bond je samotvrdnoucí dvousložkové lepidlo zhotovené speciálně pro spojení elementů bez prutnů lepící technikou nebo pro splezení kotevních prvků a zásuvných spojů se skeletem. Pro-Bond je možné použít i na pryskyřice tuhnoucí za tepla. Tavící bod je 250°C, bod hoření 150°C.

■ Pro-Bond is a 2-component adhesive, specifically for connecting retainers units, or for the connections between anchors, attachments to the partial denture. Pro-Bond is usable with hot polymerization. Melting Point 250°C – Flash Point 150°C.

■ El adhesivo Pro Bond es un adhesivo autoendurecido de dos componentes especialmente por uniones sin tensión de elementos de sostén en la técnica de adhesión o por pegar anclajes y attaches al esquelético. Se puede utilizar Pro Bond también con resinas termoplimerizables. Punto de fusión 250°C – punto de llama 150°C.

■ Pro-Bond è un adesivo bicomponente autoindurente, specifico per l'unione senza tensioni di elementi ritenitivi per la tecnica adesiva o per l'adesione di ancoraggi e attacchi allo scheletrato. Pro-Bond può venire utilizzato anche con resine a caldo. Punto di fusione 250°C – Punto di infiammabilità 150°C.


LASEROUÉ SPOJE

Podle ZTM Christian Frank

Laser weld fixings


Uniones por soldadura de láser

Giunzioni per saldatura al laser



■ al dente laserové spoje pro spojení bez prutí a deformace. Skrze konfekční spojovací prvky docílíte v co nejkratším čase opakovatelné jisté spojení stálé kvality.

■ al dente laser weld fixings for tension- and distortion-free laser weld fixings. Through the ready made adhesive elements you obtain in shortest time an easily reproduced secure joint with consistent quality.



■ Matrice + Patrice

■ Uniones por soldadura de láser por una conexión sin tensión y torsión. Gracias a los elementos de unión confeccionados resulta en poco tiempo una conexión reproducible y sólida en una calidad constante.

- Laserově svářená práce
- Laser welded work
- Trabajo soldado de láser
- Lavoro soldato al laser



Sortiment | Range | Surtido | Assortimento

5 spojů | 5 fixings | 5 uniones | 5 giunzioni

Art. Nr. 01-8000

Doplňující balení | Refill packs

Reposiciones | Confezioni di ricarica - 20 pcs

Doplňující balení | Refill packs

Reposiciones | Confezioni di ricarica - 50 pcs

Paralelní držák | Parallelizing tool

Guía de paralelómetro | Parallelizzatore - 1 pc

Patrice
Matrice


Art. Nr. 01-8010
Art. Nr. 01-8020

Patrice
Matrice

Art. Nr. 01-8050
Art. Nr. 01-8060

90°

Art. Nr. 01-8070



PŘEDNOSTI

- Stálý spojovací prvek ↗ Opakovatelná kvalita ↗ Certifikát kvality ↗ Díky pevnému sváru nedochází k deformaci a pružení ↗ Časová úspora ↗ Snižení nákladů ↗ Bez potřeby zhotovení dublovaných dílů

ADVANTAGES

- Ready-made adhesive element ↗ Reproducible quality ↗ Proof for quality assurance. ► No distortion or tensions through locating welding ► Time-saving ↗ Reduced cost ► No duplication part necessary

VENTAJAS

- Elementos de unión confeccionados ↗ Calidad reproducible ↗ Prueba por el seguro de calidad ► Sin tensión y torsión gracias a la fijación por soldadura ► Ahorro de tiempo ↗ menos gastos ► No se necesita un elemento para duplicar

VANTAGGI

- Elemento confezionato ↗ Qualità riproducibile ↗ Sicurezza della qualità garantita ► Elemento puntato con la sicurezza di non aver distorsioni né tensioni. ► Risparmio di tempo ↗ Riduzione dei costi ► Non è più necessario l'elemento per la duplicazione

PRACOVNÍ KROKY

Work steps | Etapas de trabajo | Fasi di lavorazione



- Patříci přivískovat ke korunce. Pro více prvků použijte paralelní držák (Art. Nr. 01-8070).
- Wax male part to crown. If there are several elements use paralleling tool (Art. No. 01-8070).




- Encerar la patriza a la corona. Si varios elementos son necesarios, utilizar el guía de paralelómetro (Art. Nr. 01-8070).
- Ceratura della patrice alla corona. Se più elementi, usare il parallelizzatore (Art. Nr. 01-8070).
- Odlitá sekundární korunka s nasazenou matricí připravená pro vykříti a dublování.
- After pouring the secondary crown with mounted matrix ready for blocking out and doubling.
- La corona secundaria después del colado con matriz colocada, lista para bloquear y duplicar.
- Corona secondaria dopo la fusione con matrice applicata, pronta per essere riempita e duplicata.




- Model ze zatmelovací hmoty včetně matice. Skelet se vymodeluje a dokončí obvyklým způsobem.
- Embedding material model with matrix. Model cast is modelled and finished as usual.




- Připravená práce pro laserové svaření.
- Work ready for laser.
- Trabajo listo por soldadura de láser.
- Lavoro pronto per la fase di saldatura con il laser.




- Patříci před laserovým svařením nabroustit.
- Chamfer male part before laser.
- Bisar la patriz antes de soldar de láser.
- Parti restanti: soldare con il laser.




- Zajištění
- Fix
- Fijar
- Puntare



- Začít na opačném konci
- Begin opposite side
- Empezar enfrente
- Iniziare frontalmente



- Vytvářet spoje pomocí laseru střídavě doleva a doprava
- Laser the bond alternating left and right
- Soldar la unión de laser alternativamente a la izquierda y a la derecha
- Soldare con il laser alternativamente verso sinistra e destra



- Svářet laserem z bazální strany
- Laser basal
- Soldar de láser desde la base
- La soldatura al laser viene fatta nella parte basale

Vosková Wax Cer Cera
Oblast použití Application Aplicación Applicazione
K + B korunky a můstky Crowns and bridges Coronas y puentes K + B in genere
Technika voskové modelace Waxing-up technique La técnica de encerado Tecnica di modellazione della cera
Technika pro inleje Inlay technique Técnica inlay Técnica con intarsi
Frézování Milling Fresar Fresatura
Škrabání Scraping Raspar Raschiatura
Voskové kapničky Wax copings Cofias de cera Cappette in cera
Krčkový uzávěr Cervical edge Borde cervicale Bordo cervicale
Celokeramika systémy VKS Cerámica por presión Ceramica integrale VKS
Usazování hotových dílů Positioning of wax pontics Poner preformas de cera en posición Posizionamento di elementi preformati intermedi
Lepení Adhere Adhesivo Collanti
Vykrývání Blocking out Bloquear Sottosquadri
Vosková modelace skeletů Frame works Técnica de esqueléticos Protesi scheletrate
Vosková modelace – Wax up
CAD/CAM

MODELOVACÍ VOSKY

Sculpturing waxes | Ceras de modelar | Cere da modellazione

■ Modelovací vosky jsou důležitým a často podceňovaným stavebním prvkem pro úspěšné a perfektní zhodovení zubotechnické práce. Při výrobě těchto vosků kládeme proto velký důraz na použití vysoce kvalitních surovin. Modelovací vosky al dente jsou vyvíjeny a testovány ve spolupráci mezinárodně uznávaných zubních techniků. Modelovací vosky jsou na sebe vhodně sladěny. Přesvědčte se sami!

Následující tabulka Vám dává přehled o konkrétních oblastech použití pro jednotlivé druhy vosků.

■ Sculpturing waxes are an important, often under-estimated element in the absolute success of dental technology. In the manufacture of our sculpturing waxes we lay greatest emphasis on the use of high quality raw materials. **al dente** sculpturing waxes are developed in co-operation with notable international dental technicians, tested, and are most compatible with each other in their characteristics. Convince yourself!

The following table gives an over-view of the specific application areas of the individual waxes.

■ Ceras de modelar son una pieza muy importante, muchas veces subestimada, para realizar un resultado preciso en la protésica dental. En la producción damos mucha importancia a la calidad de las materias primas. Las ceras de modelar de **al dente** revelamos y sometemos a un test en cooperación con odontotécnicos conocidos internacionalmente y las propiedades de ellas han sido ajustadas óptimamente. Convincese su mismo !

La siguiente tabla le da un resumen del campo de aplicación de las ceras particulares.

■ La cera da modellazione, spesso sottovalutata, è parte di un mosaico importante per la perfetta riuscita del lavoro odontotecnico. Nella produzione delle nostre cere da modellazione, diamo grandissima importanza all'impiego di materie prime di altissima qualità. In collaborazione con odontotecnici di fama internazionale, le cere di modellazione **al dente** vengono sviluppate, testate e sintonizzate perfettamente tra loro per quanto appunto ne concerne le caratteristiche. Se ne convinca ! La seguente tabella illustra in sintesi le aree specifiche di applicazione delle varie cere.

Espirit	Pro-Mod / Pro-Mod H	Modelovací vosk universální Technique Wax	Esterifický inléjový vosk – transparentní	Esterifický inléjový vosk – opákní	Podkládací vosk Undercut wax Cera muerto Cera die base	Frézovací vosk F-0 Milling wax F-0 Cera de fresado F-0 Cera per frässaggio F-0	Frézovací vosk F-1 Milling wax F-1 Cera de fresado F-1 Cera per frässaggio F-1	Frézovací vosk F-2 Milling wax F-2 Cera de fresado F-2 Cera per frässaggio F-2	Kříkový vosk Cervical wax Cera cervical Cera cervicale	Flexi Dip/Vosk do kopírovacího Dipping wax Ceras de inmersión Cera ad immersione	Modelovací vosky pro celokeramické systémy Wax VKS Ceras IKS Cera VKS	Barevné modelovací vosky Colors	CAD/CAM	Modelovací vosk pro skelety Partial wax Esqueleticos Cera per protesi scheletrica	Vykrývací vosk Blocking out wax Cera debloqueado Cera per sottrattibili	Lepicí vosk Adhesive wax Cera adhesiva Cera adhesiva	Fixační vosk Fixing wax Cera de fijación Cera di fissaggio	Modelovací vosk Wax up + diagnostický vosk Diagnostic	Soda modelovacích vosků Real Art	Vosk Tropical Tropical Wax
WW	WW	WW	W	W	W												W	W	WW	
WW	WW	WW	W	W												W	W	WW		
W		W	WW	WW	WW				W	W	W	W								
						WW	W										W			
		W					W	WW										W	WW	
			W	W	W				W	WW										
			W	W	W				WW											
						WW	W										W			
							W	WW												
								W	WW								W			
									WW											
										W	WW							W	WW	
											WW							W	WW	
												WW						W	WW	
													WW					W	WW	
														WW				W	WW	
															WW			W	WW	
																WW		W	WW	

REAL ART SADA MODELOVACÍCH VOSKŮ

podle Wolfram Schultis

Real Art modelling wax set

Kit de ceras de modelar Real Art

Set di cere di modellazione Real Art



Wolfram Schultis

Wolfram Schultis

Vosková dokonalost!

■ Řekli byste, že toto je vosková modelace?

Ve spolupráci s Wolframem Schultisem se nám podařilo vyvinout sadu 12 různých vosků, které perfektně barvou odpovídají přirozeným zubům. Sada modelovacích vosků Real Art se ideálně hodí pro zhotovování ukázkových modelů nebo voskových modelací přirozeného charakteru.

■ Perfection in wax! Would you have thought that these are wax modellings? In co-operation with Wolfram Schultis we have succeeded in developing a set of 12 differing waxes which are perfectly matched in colour to the natural tooth. The Real Art modelling wax set is thus ideally suited to the production of demonstration items, true-to-nature Wax ups or to the practising of layer and inset techniques.



Modelovací sada Real-Art

Real Art modelling wax set

Kit de ceras de modelar Real Art

Set di cere di modellazione Real Art

1 pc

Art. Nr. 02-4500

■ Perfección en cera! ¿Hubiese usted pensado que estas son modelaciones de cera?

En cooperación con Sr. Wolfram Schultis acabamos en revelar un kit con 12 diferentes ceras ajustadas perfectamente al color de un diente natural. Por eso el kit de ceras de modelar Real Art es ideal para realizar piezas de demostración o para wax ups naturales.

■ Perfezione in cera! Avreste mai pensato che queste sono modellazioni in cera?

In collaborazione con Wolfram Schultis siamo riusciti a creare un set di 12 cere, il cui colore è in perfetta armonia con il dente naturale. Il set di cere di modellazione Real Art è ideale per la realizzazione di modelli dimostrativi, cerature diagnostiche naturali o per fare pratica con le tecniche di applicazione in superficie e in profondità.

2 x 8g

- 6 Béžová transparentní | Beige transparent | Beige trasparente | Beige trasparente
- 7 Dentinová – světle transparentní | Light dentin transparent | Color de dientes claro transparente | Dentina chiara trasparente
- 1 Dentinová opákní | Dentin opaque | Color de dientes opaca | Dentina opaca
- 5 Tmavě hnědá opákní | Dark brown opaque | Marrón oscuro opaca | Marrone scuro opaco
- 4 Červeno hnědá opákní | Reddish dark brown opaque | Castaño oscuro opaca | Marrone scuro opaco rossastro
- 2 Krčková barvá opákní | Neck colour opaque | Color del cuello opaca | Colori colletto opachi
- 9 Pro řezací hrany transparentní | Incisor transparent | Incisivo transparente | Smalto trasparente
- 5 Bílá opákní | White opaque | Blanca opaca | Bianco opaco
- 8 Šedá transparentní | Grey transparent | Gris transparente | Grigio trasparente
- 12 Intenzivně žlutá transparentní | Strong yellow transparent | Amarilla intensa transparente | Intensivo giallo trasparente
- 11 Intenzivně oranžová transparentní | Strong orange transparent | Naranja intensa transparente | Intensivo arancio trasparente
- 18 Intenzivně modrá transparentní | Strong blue transparent | Azul intensa transparente | Intensivo blu trasparente

Art. Nr. 02-4510

Art. Nr. 02-4520

Art. Nr. 02-4530

Art. Nr. 02-4540

Art. Nr. 02-4550

Art. Nr. 02-4560

Art. Nr. 02-4570



Art. Nr. 02-4580

Art. Nr. 02-4590

Art. Nr. 02-4600

Art. Nr. 02-4610

Art. Nr. 02-4620



PRO-MOD MODELOVACÍ VOSK

Pro-Mod sculpturing wax | Pro-Mod cera de modelar
Pro-Mod cera da modellazione

■ Modelovací vosk Pro-Mod je ideálním voskem pro gnatologickou voskovou modelaci. Možnost přesného nanášení vosku je umožněna díky jeho vysoké pevnosti a nízkému intervalu tání. Špíčky hrbovů lze vymodelovat bez problémů aniž by došlo k jejich zakulacení. Pro-Mod tuhne bez pnutí a zanechává hladký povrch. Dodává se ve dvou různých tvrdostech (R= regular/H=tvrz)

■ Pro-Mod sculpturing wax, the ideal allround sculpturing wax for the whole crowns and bridges technique with excellent modelling qualities and smallest contraction. Pro-Mod always leaves a smooth surface. The high steadfastness and the low point of becoming solid make a precise pulling of the wax possible, e.g. for any waxing-up technique. Pro-Mod burns without leaving traces.

Pro-Mod is available in 2 different hardnesses (regular/hard (H)).

■ Pro-Mod cera de modelar es la cera ideal por la técnica de encerado gnatológico. Su alta estabilidad y su bajo punto de fusión permiten un estirado de la cera muy preciso. Los picos de los cuspides se elaboran sin que la Pro-Mod solidifica esféricamente. Gracias a muy buenas propiedades de raspado Pro-Mod deja siempre una superficie lisa. Pro Mod es disponible en 2 durezas (regular/hard (H)).

■ Cera da modellazione Pro-Mod: la cera ideale per la tecnica di modellazione gnatologica. L'elevata stabilità e il basso punto di fusione consentono di poter tirare perfettamente la cera. È possibile realizzare cuspidi senza che la cera Pro-Mod sbavi sfericamente. Pro-Mod si lascia asportare in maniera pulita e quindi si ha sempre una superficie liscia. Pro-Mod è disponibile in 2 differenti durezze (regular/hard (H)).



110g - regular 55°C/131°F

zelený | green | verde | verde
šedý | gray | gris | grigio
slonová kost | ivory | color de marfil | avorio
modrý | blue | azul | blu

Art. Nr. 02-1000C
Art. Nr. 02-1010C
Art. Nr. 02-1020C
Art. Nr. 02-1030C

60g - regular 55°C/131°F

zelený | green | verde | verde
šedý | gray | gris | grigio
slonová kost | ivory | color de marfil | avorio
modrý | blue | azul | blu

Art. Nr. 02-1000
Art. Nr. 02-1010
Art. Nr. 02-1020
Art. Nr. 02-1030

60g - hard 57°C/134,6°F

zelený | green | verde | verde
šedý | gray | gris | grigio
slonová kost | ivory | color de marfil | avorio
modrý | blue | azul | blu

Art. Nr. 02-1000H
Art. Nr. 02-1010H
Art. Nr. 02-1020H
Art. Nr. 02-1030H

PRO-MOD C KRČKOVÝ VOSK



Pro-Mod C cervical wax | Pro-Mod C cera cervical
Pro-Mod C cera cervicale

■ Krčkový vosk, jaký by si přál každý technik. Bez zbytkového pnutí, teče velmi lehce, nemaže a nelámá se. Vykazuje přesné výsledky. **Novinka:** krčkový vosk žlutý. Díky světlé transparentní barvě lze zakreslení preparace krčkového okraje vidět skrze vosk. Tímto je zajištěna přesná optická kontrola krčkového okraje.

■ A cervical wax, such as every technician desires: lead-inert, tension-free, easy flowing, non-smear, non-friable and completely exact end result. **New:** Cervical yellow. Why always fish about in the dark? Because of the light transparent colour the mark of the cervical edge shows through the wax. Thus precise optical control of the edge is assured.

■ Eso es la cera cervical que cada técnico desea: inerte, sin tensión, buena capacidad de flujo, sin embadurnamientos, no se quiebra – el resultado es absolutamente exacto. **Nuevo:** cera cervical amarilla. ¿Porque pescar en aguas turbias? Por el color claro y transparente se puede reconocer el límite cervical señalado a través de la cera. De esta manera se puede controlar visualmente y precisamente el límite cervical.

■ La cera cervicale ambia da ogni tecnico: senza piombo, non si ritrae, di morbido scorrimento, senza sbavature, non screpolata e con un risultato di assoluta precisione. **Nuova:** cera cervicale color giallo.

Perché operare sempre al buio? Grazie al colore chiaro e trasparente, la delimitazione del bordo cervicale traspare attraverso la cera e quindi preciso controllo ottico del bordo.

60g 59°C/138,2°F

červený | red | roja | rosso
modrý | blue | azul | blu
žlutý | yellow | amarilla | giallo

Art. Nr. 02-1400
Art. Nr. 02-1410
Art. Nr. 02-1415

110g 59°C/138,2°F

červený | red | roja | rosso Art. Nr. 02-1400C

ESPRIT MODELOVACÍ VOSKY

Esprit sculpturing waxes | Esprit ceras de modelación
Esprit cere da modellazione

■ Esprit – modelovací vosky pro veškeré techniky

Esprit dává nová měřítka pro modelovací vosky. Esprit splňuje veškeré požadavky na vlastnosti vosku, které zubní technik v dnešní době klade na moderní modelovací vosky. Pomocí modelovacího vosku Esprit lze vynikajícím způsobem modelovat i okraje a hrbolinky. Esprit je zevně rozměrově stabilní a vykazuje nízkou kontrakci. Díky své vnitřní pevnosti se nechá dobrě škrabat a zanechává hladký povrch, který již nevyžaduje žádné další opracování. Okluzální mezerníky a kontaktní body jsou v důsledku zmenšené vnitřní elasticity Espritu originálně věrně převedeny do odlitku. Nové pastelové barvy zaručují měkký, harmonický kontrast k sádrovému modelu a jsou velmi příjemné pro oči.

■ Esprit – Sculpturing wax for universal applications

Esprit establishes new standards in wax technology. Esprit brings together all the qualities now required of modern sculpturing waxes by technicians. Esprit can be drawn out excellently in order to build up a mass or to form edge mouldings. Esprit is extremely shape-retentive and contraction-resistant.

Because of its internal stability Esprit can be cleanly pared, leaving a smooth surface hardly requiring any further work. Occlusal stops and contact points are reproduced in the cast true to the original because of the reduced inner elasticity of Esprit. New opaque pastel shades assure a soft harmonious contrast to the plaster model and are very pleasant to the eye.



60g 55°C/131°F

žlutý | yellow | amarilla | giallo
mentolový | mint | menta | menta
karamelový | caramel
bézový | beige | bigio
ledově bílý | iceblue | azul glacial | blu ghiaccio
zelený | green | verde | verde
modrý | blue | azul | blu

Art. Nr. 02-1040
Art. Nr. 02-1045
Art. Nr. 02-1050
Art. Nr. 02-1055
Art. Nr. 02-1060
Art. Nr. 02-1065
Art. Nr. 02-1066
Art. Nr. 02-1070

■ Esprit – Cera de modelar universal

Con Esprit existen nuevas criterias en la técnica de cera. Esprit es la unión de todas propiedades que los técnicos de hoy expectan de ceras modernas. Esprit permite un estirado óptimo por la realización de cúspides o por la estructuración de bordes. Esprit es muy estable referente a la dimensión y tiene una baja tendencia a la contracción. Por su estabilidad interna, Esprit se puede raspar muy bien y garantiza una lisura de superficie óptima que apenas necesita repaso. Gracias a la mínima elasticidad interna de Esprit, las estructuraciones delicadas de la oclusión y puntos de contacto son originalmente reproducidos en el colado. Nuevos colores pasteles y opacos garantizan un contraste armonioso y suave al modelo de escayola y son agradables para la vista.

■ Esprit – Cera universale da modellazione

Esprit pone nuove regole nella tecnica delle cere. Esprit riunisce in sé le caratteristiche che oggigiorno i tecnici richiedono alle cere d'avanguardia. Esprit si lascia tirare in maniera eccellente per la formazione di rilievi o la modellazione di bordi. Esprit mantiene sempre le sue dimensioni; scarse retrazioni. Grazie alla compattezza interna, Esprit si lascia raschiare in maniera pulita, lasciando così una superficie liscia tale da non richiedere quasi più nessuna rifinitura. Arresti occlusali e punti di contatto nel corso della fusione vengono resi identici all'originale grazie alla ridotta elasticità interna di Esprit. I colori pastello opachi, di nuova produzione, assicurano un contrasto dolce, in armonia con il modello in gesso e sono gradevoli a vedersi.

110g 55°C/131°F

béžový | beige | bigio
ledově bílý | iceblue | azul glacial | blu ghiaccio
zelený | green | verde | verde
modrý | blue | azul | blu

Art. Nr. 02-1055c
Art. Nr. 02-1060c
Art. Nr. 02-1065c
Art. Nr. 02-1070c

DIAGNOSTICKÝ VOSK



 60g

bílý | white | blanca | bianco

A
B
C
D

Art. Nr. 02-1700

Art. Nr. 02-1710

Art. Nr. 02-1720

Art. Nr. 02-1730

Art. Nr. 02-1740

 5 x 9g

Vzorková sada všech barev | Starterkit all colours

Kit de ceras en todos colores | Starterset tutti i colori Art. Nr. 02-1750

■ Nový organický diagnostický vosk byl sladěn podle vzorníku barev Vita A-B-C-D. Je ideální pro zhotovení voskových modelací Wax-up a modelací pro celokeramiku. Je spalitelný beze zbytku.

■ La nueva cera diagnóstica orgánica fue ajustada a los colores Vita A-B-C-D. Esta cera es ideal para la creación de wax ups o modelaciones de cerámicas por presión. Quema completamente y sin residuos.

■ The new organic "ash-free" diagnostic wax is adapted to the Vita shades A-B-C-D. Ideally suited for wax-ups and castable ceramic modellations.

■ La nuova cera diagnostica organica è stata allineata ai colori dentali della Vita A-B-C-D. Ideale per la realizzazione di Wax-Ups e modellazioni in ceramica integrale. Brucia completamente senza residui.

BAREVNÉ MODELOVACÍ VOSKY



Colors sculpturing waxes | Colors ceras de modelar
Colors cere da modellazione

■ Barevné modelovací vosky **al dente** v neonově svítících barvách. Barevné modelovací vosky se vyznačují rychlým tuhnutím a vysokou pevností. Jedná se o ideální vosky pro všechny oblasti použití. Jsou vhodné pro celokeramické systémy.

■ Colors by **al dente** is the new modern modelling wax in current neon colours. Colors distinguishes by an excellent rigidity and it is quick to cool. It's the ideal wax for all modelling applications. It also suits for castable ceramic wax-ups.

■ **al dente Colors** son las nuevas y modernas ceras de modelar en colores de actualidad: neón. Colors sobresale por su alta estabilidad y enfriamiento rápido. La cera ideal para todas gamas de aplicación. Apropiada para sistemas de cerámica por presión.

■ **al dente Colors** – le nuove moderne cere da modellazione nei colori attuali fosforescenti. Colors si distingue attraverso l'alta stabilità ed il veloce raffreddamento. La cera ideale per tutti i campi d'applicazioni. Adatta per sistemi in ceramica integrale.



Modelling by Dr. P. Kano

 60g

neonovězelený | neon-green | neón-verde | verde fosforecente
neonověžlutý | neon-yellow | neón-amarillo | giallo fosforecente
neonověrůžový | neon-magenta | neón-magenta | magenta fosforente
neonověoranžový | neon-orange | neón-naranja | arancio fosforente

Art. Nr. 02-1080

Art. Nr. 02-1085

Art. Nr. 02-1090

Art. Nr. 02-1095

MODELUVACÍ VOSKY PRO CELOKERAMICKÉ SYSTÉMY



Sculpturing wax for castable ceramic systems

Ceras de modelar para sistemas de cerámica por presión

Cere da modellazione per sistemi di ceramica integrale
(cere VKS)

■ Celokeramické techniky kladou vysoké požadavky na modelovací vosky. **al dente** modelovací vosky pro celokeramické systémy neobsahují opákní složky, čímž je zamezeno nežádoucím reakcím se zatmelovací hmotou. Díky vysoké pevnosti a nízkém intervalu tání jsou **al dente** modelovací vosky pro celokeramické systémy ideálními vosky pro gnatologickou voskovou techniku. Hrbolky a okraje korunek lze modelovat velmi přesně. **al dente** modelovací vosky pro celokeramické systémy jsou vhodné pro všechny běžné celokeramické systémy jako Cergogold, IPS Empress, Optec OPC, Dicor a jiné.

■ The castable ceramic technique poses special requirements to sculpturing waxes. **al dente** VKS waxes are free of opaque constituents, so that undesired reactions with casting investments are avoided. Through high stability and low melting range **al dente** waxes are the ideal waxes for gnathological waxing-up techniques. Tips and edges can be drawn and built up exactly, **al dente** waxes are suitable for all current castable ceramic systems such as Cergogold, IPS Empress, Optec OPC, Dicor or others.

■ La técnica de cerámicas por presión es muy exigente referente a las ceras de modelar. Las ceras de modelar para sistemas de cerámica por presión de **al dente** (ceras VKS) no contienen componentes opacos. De esta forma se evita reacciones indeseables con revestimientos. Por su estabilidad alta y su bajo punto de fusión, las ceras VKS de **al dente** son apropiadas por la técnica de encerado gnatológico. Buena aplicación y estirado de la cera por cúspides y bordes marginales. Las ceras VKS de **al dente** son apropiadas por todos sistemas de cerámica por presión corrientes como Ceragold, IPS Empress, Optec OPC, Dicor, etc.



■ La tecnica per ceramica integrale richiede alle cere da modellazione caratteristiche particolari. Le cere VKS **al dente** sono prive di elementi opacizzanti e pertanto si evitano reazioni indesiderate ai rivestimenti. Grazie all'elevata stabilità e al basso punto di fusione, le cere VKS **al dente** sono ideali per la tecnica della modellazione gnatologica. Le cuspidi ed i bordi si possono tirare ed applicare con la massima precisione. Le cere VKS **al dente** sono adatte a tutti i sistemi in ceramica integrale oggi in uso. Ad esempio: Cergogold, IPS Empress, Optec OPC, Dicor ecc.



60g 55°C/131°F

VKS zelený | green | verde | verde
VKS šedý | grey | gris | grigio
VKS modrý | blue | azul | blu
VKS žlutý | yellow | amarilla | giallo
VKS červený | red | roja | rosso
VKS ledově modrý | iceblue | azul glacial | blu ghiaccio
VKS béžový | beige

Art. Nr. 02-1300
Art. Nr. 02-1310
Art. Nr. 02-1320
Art. Nr. 02-1330
Art. Nr. 02-1340
Art. Nr. 02-1350
Art. Nr. 02-1370

110g 55°C/131°F

VKS zelený | green | verde | verde
VKS šedý | grey | gris | grigio
VKS modrý | blue | azul | blu

Art. Nr. 02-1300C
Art. Nr. 02-1310C
Art. Nr. 02-1320C

PRO-MOD F FRÉZOVACÍ A ŠKRABACÍ VOSKY

Pro-Mod F milling-paring waxes | Pro-Mod F cera de fresado
Pro-Mod F cera per fresaggio

■ Kombinované techniky vyžadují různé požadavky na používání vosku. Pro škrabání nesmí být použitý vosk příliš tvrdý a křehký. Pro frézování je zapotřebí tvrdého vosku. Sjednocení těchto rozdílných požadavků do jednoho vosku je téměř nemožné. Proto jsme náš frézovací vosk upravili pro konkrétní oblasti používání následovně:
F - 0 = extra tvrdý (frézování)
F - 1 = tvrdý (frézování a škrabání)

■ Combination technique poses differing requirements to the waxes used. For paring the wax should not be too hard and brittle. Then for milling, a hard wax is wanted. Uniting these basic different requirements in one wax is almost impossible. Therefore we have adapted our milling wax to the various areas of requirement.

F - 0 = extra hard (milling)
F - 1 = hard (milling and paring)

■ La técnica combinata exige diferentes propiedades de las diferentes ceras. Para raspar se necesita una cera menos dura y menos frágil. Pero para fresar, se necesita una cera dura. Unir estas necesidades tan diferentes en una cera sóla es casi imposible. Por esta razón adaptamos nuestra cera de fresado a los diferentes campos de empleo.
F - 0 = extra dura (fresado)
F - 1 = dura (fresado y raspado)

■ La tecnica "combinata" richiede alle cere impiegate caratteristiche differenti. Per la fase di raschiatura, la cera non deve essere né troppo dura, né troppo fragile. Per la fresatura, invece, viene richiesta una cera particolarmente dura. Unire queste differenti caratteristiche di base, richieste ad una cera, è pressoché impossibile. È per questo che abbiamo adattato la nostra cera per fresaggio ai differenti campi d'impiego.
F - 0 = extra duro (fresatura)
F - 1 = duro (fresatura ed raschiatura)

PRO-MOD F-0

- Extra tvrdý vosk čistě pro techniku frézování. Vysoká tvrdost, optimální schopnost pnutí a optimální frézovací vlastnost. Nemože.
- An extra hard wax for the milling technique. As a result of the extreme hardness, there is no smearing, therefore optimum mill and stretch qualities.

- Una cera extra dura sólo para la técnica de fresado. Por la dureza alta, no existen embadurnamientos, así conseguimos propiedades óptimas para fresar y formar "virutas".
- La cera extra-dura esclusiva per la tecnica di fresaggio. L'elevata durezza evita sbavature e possiede caratteristiche ottimali di fresatura e crea trucioli senza impastare le frese.



mentolové opákní | mint opaque | menta opaca | menta opaco

Art. Nr. 02-1130



mentolové opákní | mint opaque | menta opaca | menta opaco

Art. Nr. 02-1130C

PRO-MOD F-1

- Všeobecný frézovací vosk s dobrými frézovacími vlastnostmi.
- The allround milling wax with good scrape qualities.

- La cera universal con buenas propiedades de raspado.
- La cera universale per fresature, dalle ottime caratteristiche di raschiatura.



zelený | green | verde transparente | verde transparente

šedý opákní | grey opaque | gris opaca | grigio opaco

Art. Nr. 02-1100

Art. Nr. 02-1115



zelený | green | verde transparente | verde transparente

Art. Nr. 02-1100C



ESTETICKÝ - INLEJOVÝ VOSK

Aesthetic-inlay waxes | Cera estética por inlays
Cere estetiche per inlay



■ Tyto vosky byly díky svým modelovacím vlastnostem speciálně vyvinuty a určeny pro potřeby inlejové techniky. Barevné odstíny hnědá a béžová nabízejí vynikající kontrast a umožňují pro oko příjemný způsob modelace. Používejte lehce opákní estetické – inlejové vosky **al dente** pro techniku odlévání zlata a transparentní bez opákních částic pro celokeramické techniky. **al dente** estetické – inlejové vosky jsou vysoko tvarově stabilní a mají nízkou kontrakci. Tenké okraje jsou zachovány přesně v odlitku.

■ These waxes were specifically developed in their properties and aimed at the requirements of inlay technique. The colours brown and beige provide an excellent contrast and make possible modelling which is pleasant to the eye. Use **al dente** Aesthetic-Inlay waxes, slightly opaque, for gold casting techniques and without opaque (transparent) ingredients for full ceramic techniques. **al dente** Aesthetic-Inlay waxes are extremely form-stable and contraction resistant. Feather edges remain precisely in the cast.

■ Revelamos y sintonizamos las propiedades de modelar de estas ceras especialmente por las necesidades de la técnica de inlays. Los colores marrón y beige ofrecen un contraste óptimo y facilitan una modelación agradable por la vista. Como utilizar las ceras por inlays de **al dente**: Por la técnica de fusión con oro se utiliza las ceras estéticas por inlays opacas y las transparentes sin componentes opacos por la técnica de cerámicas por presión. Las ceras estéticas por inlays de **al dente** tienen una estabilidad excelente y una muy baja tendencia a la contracción. Mantenimiento preciso de los bordes durante la fusión.

■ Proprio per le loro caratteristiche di modellazione, queste cere sono state concepite ed in particolare sintonizzate alle esigenze della tecnica Inlay. I colori marrone e beige offrono un contrasto eccezionale e consentono una modellazione a vista ottimale. Utilizzate le cere estetiche per Inlay **al dente**: quelle leggermente opacizzate per la tecnica di fusione con l'oro e quelle senza elementi opacizzanti (trasparente) per la tecnica di ceramica integrale. Le cere estetiche per Inlay **al dente** sono stabili nella dimensione e si contraddistinguono per la scarsa retrazione. Mantenimento esatto dei bordi durante la fusione.

60g 53°C/127,4°F

hnědý opákní | brown opaque | brun opaque | marrone opaco
béžový opákní | beige opaque | beige opaque | beige opaco

Art. Nr. 02-1250
Art. Nr. 02-1260

✓ Pressable Ceramic

hnědý | brown | brun transparent | marrone trasparente (VKS)
béžový transparentní | beige transparente | beige trasparente (VKS)

Art. Nr. 02-1200
Art. Nr. 02-1210

PODKLÁDACÍ VOSK

✓ Pressable Ceramic

Undercutwax | Cera muerta | Cera di base

■ Rozměrově stabilní vrstva inleje nebo částečné korunky, bez kontrakce. Transparentní – a tudíž velmi vhodný pro celokeramické systémy.

■ Shape-stable, distortion-free first layer with inlays or part crowns. Best paring and modelling properties. Transparent – suitable for all current castable Ceramic systems.

■ La primera capa de inlays o coronas parciales queda completamente estable y sin deformación. Propiedades óptimas para raspar y modelar.

Transparente – y por eso óptimamente apropiada por cerámicas por presión.

■ Primo strato per Inlays o corone parziali, a dimensione stabile, senza torsione. Migliori caratteristiche di raschiatura e modellazione.

Transparente – sono adatti a tutti i sistemi in ceramica integrale.



60g 53°C/127,4°F
vínový | bordeaux
Art. Nr. 02-1275

VOSK TROPICAL



Modelovací vosk pro práci při vysoké okolní teplotě | Special wax used in very high ambient temperatures | Cera speciale adatta per temperature ambiente molto elevate | Cera especial indicada para temperaturas ambiente muy elevadas



60g



62°C/144°F

zelený | green | verde | verde
modrý | blue | azul | blu

Art. Nr. 02-1520
Art. Nr. 02-1525

■ Vosk Tropical je speciální vosk pro práci při vysoké okolní teplotě. Vosk Tropical se vyznačuje vysokým bodem tání a zároveň krátkým časem tuhnutí. Tropical je také vhodný pro všechny celokeramické systémy, je 100% spalitelný, nechá se velmi dobře modelovat a škrabat.

■ Tropical is a special wax used in very high ambient temperatures. The special features of Tropical are a higher melting point with a short cooling-off period at the same time. Tropical is also an ideal wax for all castable ceramic systems. It burns without residue and has excellent modelling and paring qualities.

■ La cera Tropical es una cera especial indicada para temperaturas ambiente muy elevadas. Destaca por su alto punto de fusión, produciéndose, además, su enfriamiento en muy corto tiempo. La cera Tropical es también indicada para todos los sistemas de cerámica sin metal, es totalmente combustible y puede modelarse y rasparse perfectamente.

■ Tropical è una cera speciale adatta per temperature ambiente molto elevate. Tropical si contraddistingue per un più alto punto di fusione e contemporaneamente un tempo di raffreddamento molto breve.

Tropical è anche indicata per tutti i sistemi in ceramica integrale, è calcinabile al 100%, si lascia modellare e raschiare in modo eccellente.

ŠTĚTEC NA VOSK

Wax brush | Pincel para cera | Pennello per cera



Voskový štětec | Wax brush | Pincel para cera | Pennello per cera Art. Nr. 09-1100

■ K vyhlazení voskové modelace a odstranění drobných voskových přebytků.

■ For polishing wax models and removal of excess wax.

■ Para el alisado de trabajos modelados en cera y para eliminar virutas de cera.

■ Per lisciare le modellazioni in cera ed eliminare i trucioli di cera.

VOSK DO KAPNIČKOVAČE

Dipping wax | Ceras de inmersión | Cere ad immersione

Rady pro zhotovování | Dipping tips | Indicaciones por la inmersión | Suggerimenti per l'immersione



- Pahýl vyblokovat
- Filling out stump
- Bloquear el muñón
- Bloccaggio del moncone

■ Pro získání přesného krčkového uzávěru se po vynoření pahýlu z voskové lázně nabízíjí dvě možnosti:



- Pahýl naizolovat (ISO PRO)
- Isolating stump (ISO PRO)
- Aplicar aislamiento al muñón (ISO PRO)
- Isolamento del moncone (ISO PRO)

■ After dipping the wax coping there are 2 possible ways of obtaining an exact marginal edge:



- Zanoření pahýlu
- Dipping
- Realizar la inmersión
- Immersione

■ Después de realizar la inmersión, hay 2 posibilidades para recibir un borde marginal exacto:




- Pahýl stáhnout podél okraje kapničkovače
- Rubbing off the stump on edge of the dipping pot
- Eliminar la cera excedente al borde de la cofia por inmersión
- Praticare una tacca sul moncone premendo lungo il margine dell'apparecchio per ceratura a immersione

■ Dopo l'immersione della cappetta di cera esistono 2 possibilità per ottenere la massima precisione marginale:

1. možnost | 1st possibility | 1º posibilidad | 1. possibilità



- Odrezání okraje cca 2 mm nad vyznačením krčkového okraje
- Cut off edge about 2mm above the mark
- Cortar el borde aprox. 2 mm sobre la señalización
- Tagliare il margine a ca. 2mm sopra la tacca



- Nanesení krčkového vosku (Art. Nr. 02-1400)
- Apply cervical wax (Art.Nr. 02-1400)
- Aplicar la cera cervical (Art. Nr. 02-1400)
- Applicare cera cervicale (Art.Nr. 02-1400)



- Ukončení modelace
- Final finish
- Elaboración final
- Rifinitura finale

2. možnost | 2nd possibility | 2º posibilidad | 2. possibilità



- Seškrábnutí vosku přes krčkový okraj
- Scrape back the wax over the cervical edge
- Raspar la cera por encima de la borde cervical
- Sgrossare la cera oltre il margine cervicale



- Odstranění přebytečného vosku
- Remove surplus wax
- Eliminar la cera desbordante
- Eliminare i bordi sporgenti in cera




- Ukončení modelace
- Final finish
- Elaboración final
- Rifinitura finale

FLEXI-DIP VOSK DO KAPNIČKOVAČE



■ Flexi-Dip je elastický vosk do kapničkovače pro docílení přesných voskových kapniček s vynikajícími škrabacími a ořezávacími vlastnostmi. Díky vysoké elasticitě vosku je zajištěna vysoká přesnost a uchování tvaru modelace při snímání z pahýlu. Toto zaručuje snadné nasazování a velkou přesnost odličitých korunek. Speciální elastický vosk zaručuje fyzikální vlastnosti voskových kapniček, které jsou podobné vlastnostem tažených umělohmotných kapniček. Ideální teplota vosku v kapničkovači 870°C = cca 0,35 – 0,4 mm tloušťky kapničky.

■ Flexi-Dip, the elastic dipping wax for achieving precise fitting wax copings with reproducible wall thickness and excellent scraping and cutting qualities. The high elasticity of the wax makes deforming of the coping impossible, giving best fitting and easy adaptation of the casted crowns. The wax is free of opaquing elements and burns without leaving traces. Ideal dipping wax temperature ca. 87° Celsius gives ca 0,35 – 0,4 mm cap wall strength.



■ Con Flexi-Dip la cera de inmersión elástica resultan copias de precisión con propiedades óptimas para raspar y cortar. La elasticidad enorme de la cera excluye una deformación permanente de la copia cuando se la quita. Eso garantiza una adaptación fácil y una precisión máxima de las coronas coladas. La cera especial y elástica ofrece propiedades físicas de la copia casi como las de una copia de resina. La temperatura ideal por la inmersión es de unos 87°C y resulta en un espesor de pared de las copias de aprox. 0,35 – 0,4 mm.

■ Flexi-Dip, la cera elastica a immersione per ottenere precisi cappucci in cera dalle eccezionali caratteristiche di raschiatura e taglio. L'elevata elasticità della cera esclude la deformazione permanente del cappuccio allorché esso viene tolto dal moncone. Ciò consente facilità di prova e massima precisione delle corone sottoposte a fusione. La speciale cera elastica garantisce le proprietà fisiche del cappuccio in cera del tutto simili a quelle del cappuccio in resina. Temperatura ideale per la cera a immersione ca. 87° Celsius, ca. 0,35 – 0,4 mm lo spessore della parete del cappuccio.



e 300g

oranžový | orange | naranja | arancio
fialový | violet | violeta | viola
žlutý | yellow | amarilla | giallo
šedý | gray | gris | grigio



Art. Nr. 02-3000

Art. Nr. 02-3010

Art. Nr. 02-3020

Art. Nr. 02-3040

DURO-DIP VOSK DO KAPNIČKOVAČE





■ Duro Dip je nový, tvrdý vosk do kapničkovače vyznačující se vysokou přesností a dobrou modelovatelností. Teplota vosku v kapničkovači zhruba 84 °C se rovná tloušťce kapničky cca 0,35 – 0,4 mm.

■ Duro Dip, the new hard elastic dipping wax is characterised by its high precision and facility of modelling. Ideal dipping wax temperature ca. 84° Celsius ca. 0,35 – 0,4 mm. cap wall strength.

■ Duro-Dip la nueva cera de inmersión dura y elástica se distingue por su alta precisión y por sus propiedades óptimas para el modelado. Con la temperatura de 84°C resulta un epesor de pared de las copias de aprox. 0,35 – 0,4 mm.

■ Duro Dip, la nuova cera elastica dura a immersione si contraddistingue per la sua precisione e l'ottima modellabilità. Temperatura ideale per la cera a immersione ca. 84° Celsius, ca. 0,35 – 0,4mm lo spessore della parete del cappuccio.



e 300g

žlutý | yellow | amarilla | giallo
zelený | green | verde | verde

Art. Nr. 02-3100
Art. Nr. 02-3110

QUICK-DIP KAPNIČKOVAČ S REGULACÍ TEPLITY

Temperature controlled dipping pots

Calentadores de cera con control de temperatura

Grazie al fornelletto a immersione



Technické údaje | Technical Datos
Datos técnicos | Dati tecnici

	Quick Dip 09-2000	Quick Dip digital 09-2010
Temperatur range	40°C-100°C	40°C-100°C
Dim	8,2 x 8,0 x 9,2 cm	12,5 x 9,5 x 6,8 cm
Voltage	230 V or 115 V	230 V or 115 V

■ Pomocí cenově výhodných kapničkovačů Quick-Dip s regulací teploty se udržuje teplota všech dodávaných smáčecích vosků na jejich předepsané pracovní teplotě. Toto zaručuje konstantní výsledky. Quick-Dip je navíc vybaven digitálním ukazatelem teploty.

■ Precise temperature control prevents over heating of the dipping wax. Available in standard model or digital model for precise setting and monitoring of wax temperature.

cera Quick-Dip con control de temperatura todas ceras de inmersión usuales pueden ser mantenido en su temperatura ideal, garantizando un resultado constante.

El Quick-Dip digital es además equipado con un indicador digital.

■ Grazie al fornelletto a immersione economico con regolazione individuale della temperatura è possibile mantenere le comuni cere da modellazione alla temperatura ideale di lavorazione, senza spreco di materiale. Il risultato del lavoro rimane costante.

Quick Dip digitale con indicazione digitale della temperatura.

Quick Dip Art. Nr. 09-2000
Quick Dip digital Art. Nr. 09-2010

VOSK PRO MODELACI KRČKOVÉHO OKRAJE

podle
Wolfram
Schultis

■ Který technik (specialista) na keramiku nezná tento problém? Části marginového okraje z keramiky se při snímání korunky z pahýlu trhají. Některé systémy se pokouší tento problém vyřešit pomocí smíchání keramického prášku a vosku. Takto se však keramika zahustí pouze nedostatečně. Výsledkem jsou porozity a špatná přesnost při nasazení marginového krčku.

Naše řešení:

Marginová hmota se nanese obvyklým způsobem a zahustí. Teprve poté se nanese marginový vosk na krčkový okraj. Marginový okraj z keramiky je takto díky vrstvě vosku stabilizován a modelaci z keramiky lze bez nebezpečí sejmout. Tímto je zajištěno optimální nasazení a krčkový uzávěr z keramiky je bez porozit. Čistě organický marginový vosk od **al dente** má nízký tekoucí bod. Lehce prostupuje do keramické hmoty a je plně spalitelný (minimální teplota 780 °C).

Ceramic shoulder wax | Cera por el hombro de cerámica | Cera per spalla in ceramica

■ Which technician working with ceramics hasn't encountered this problem? Parts of the ceramic shoulder break off when lifting the crown from the die. Some systems try to solve this problem by a mixture of ceramic powder and wax. Using this method the ceramic is not sufficiently compressed resulting in porosities and poor fitting of the ceramic shoulders.

Our solution:

The shoulder mass is applied and compressed in a proven way. Only after this process you apply the ceramic shoulder wax by **al dente** onto the ceramic shoulder. The ceramic shoulder is stabilized by the wax layer applied and can be taken off the die without any risk. Thereby an optimal fit is reached and the ceramic shoulder does not contain any porosities. The purely organic ceramic shoulder wax by **al dente** presents a low point of building drops, diffuses easily into the ceramic mass and burns without leaving residues (minimum firing temperature 780°C).

■ Cada técnico de cerámica conoce este problema: Partes del hombro cerámico se rompen en quitar la corona del muñón. Con algunos sistemas se intenta solucionar este problema por una mezcla de un polvo de cerámica y con cera. Pero con esta técnica la cerámica puede ser solidificada solamente insuficientemente. Resultan porosidades y precisiones malas de los hombros de cerámica.

Nuestra solución:

Se aplica la masa del hombro de costumbre y se la soldifica. Solamente después se aplica la cera por el hombro de cerámica de **al dente** al hombro de cerámica. El hombro cerámico está estabilizado por la capa de cera aplicada y puede ser quitado del muñón sin problemas. Por este modo resulta una precisión óptima y el hombro de cerámica no muestra porosidades. La cera por el hombro de cerámica completamente orgánica de **al dente** manifiesta un punto bajo para producir gotas, difunde fácilmente en la masa de cerámica y quema totalmente sin residuos (temperatura mínima por la cocción: 780°C).

■ Quale ceramista non conosce questo problema? La rottura di pezzi della spalla in ceramica quando si sfila la corona dal moncone. Alcuni sistemi tentano di risolvere questo problema con una miscela di cera e polvere ceramica. In questo modo però la ceramica non viene condensata a sufficienza. Come risultato si hanno porosità ed imprecisioni delle spalle in ceramica.


La nostra soluzione:

La spalla marginale viene applicata e condensata con il metodo sperimentato. Solo a questo punto viene applicata sulla spalla in ceramica la cera per spalla in ceramica **al dente**. La spalla in ceramica viene stabilizzata con lo strato di cera applicata e può venire sfilata dal moncone senza alcun pericolo. Si ottiene così una precisione ottimale e la spalla in ceramica non presenta alcuna porosità. La cera per spalla in ceramica di **al dente**, puramente organica, presenta un basso punto di sgocciolamento. Si diffonde facilmente nella massa ceramica e brucia senza residui (temperatura minima di cottura 780 °C).

Návod na zpracování | Instructions for processing Modo de empleo | Istruzioni per la lavorazione



- Před vypálením krčkové keramické hmoty se pahýl naizoluje a krčková hmota se nanese obvyklým způsobem.
- Before firing the ceramic shoulder the die is isolated with an isolator for porcelain, then the shoulder mass can be applied as normal.
- Antes de quemar el hombro de cerámica finalmente se aplica el aislamiento al muñón después se puede aplicar la masa del hombro habitualmente.
- Prima dell'ultima cottura della spalla in ceramica il moncone viene isolato con l'isolante per ceramica e la spalla marginale può venire applicata come di consueto.



- Krčková hmota se zahustí a vysuší. Následně se nanese marginový vosk pomocí horkého modelovačského nástroje.
- Once the shoulder mass is compressed and dried, apply the ceramic shoulder wax economically with a hot sculpturing instrument.
- Se soldifica la masa de hombro y se la seca. Despues se aplica de forma económica la cera por el hombro de cerámica con un instrumento de modelado caliente.
- La massa marginale viene condensata ed asciugata. Applicare quindi poca cera per spalla in ceramica con uno strumento per modellare caldo.



- Pro plné prostopouení vosku do keramické hmoty se pahýl rovněž ofuká teplým vzduchem z fénu. Po vychladnutí lze kapničku bez nebezpečí sejmout z pahýlu.
- For the wax to diffuse completely into the dried ceramic mass, the die is to be warmed evenly with a dryer. After the coping has cooled down, it can be taken off the die without any danger of breaking.
- Para que la cera pueda difundir completamente en la masa de hombro ya seca, se calienta el muñón con regularidad con un secador. Después de que la cofia esté frescada se puede quitarla del muñón sin romperla.
- Il moncone viene riscaldato uniformemente con il fon, in modo da permettere alla cera di diffondersi completamente nella massa ceramica asciutta. Dopo che si è raffreddata la si può sfilare dal moncone senza il rischio di rottura.



- Kapnička se vypálí obvyklým způsobem. Výsledek je opravdu kvalitní.
- The coping is now fired as usual. The results: An excellent ceramic mass.
- Ahora se quema la cofia de costumbre. El resultado se puede demostrar.
- La cappetta viene ora cotta come di consueto. Il risultato è evidente.

SPOJOVACÍ (FIXAČNÍ) VOSK

Fixing wax | Cera de fijación | Cera di fissaggio



■ Lepící vosk, který zůstává měkký. Je vhodný pro umisťování voskových mezičlenů.

■ Sticky permanently soft wax for positioning of wax pontics.

60g 52°C/125°F
gelb | yellow | amarilla | giallo

■ Cera pegajosa que queda blanda – para posicionar preformas de cera.

■ Cera adesiva morbida per posizionare gli elementi intermedi in cera.

Art. Nr. 02-1470

LEPÍCÍ VOSK

■ Speciální lepící vosk s velmi vysokou lepící schopností. Ideální pro fixaci prasklých dílů u oprav zubních náhrad, fixaci zubů, voskových valů a modelů při letování. Díky vysoké tvrdosti s jistotou nedojde ke zkroucení slepené práce. Lepící vosk **al dente** se nechá snadno odstranit pomocí párové čističky.

■ Special Sticky wax with very high adhesive power. Ideal for the fixing of break repairs, teeth, front walls and in solder models. Because of its high hardness any distortion of the fixed work is impossible. **al dente** Sticky wax can be simply removed by use of a steam jet.

Sticky wax | Cera adhesiva | Cera adesiva

■ Cera especial para la fijación con propiedades óptimas de adhesión. Ideal para trabajos de reparación, de soldura y dientes. Por su alta dureza los trabajos pegados resultan sin deformación. La cera adhesiva de **al dente** se elimina fácilmente con vaporizador.

■ Speciale cera adesiva ad altissima adesività. Ideale per il fissaggio di riparazioni di rotture, denti, mascherine e modelli per saldature. L'elevata durezza della cera esclude qualsiasi deformazione al lavoro di incollatura. La cera adesiva **al dente** può essere rimossa con il semplice getto di vapore.



60g 71°C/160°F
červený | red | roja | rosso

Art. Nr. 02-1455

PRO-MOD B/ÚVKÝVACÍ VOSK K+B

Pro-Mod B/Blocking out wax C+B

Pro-Mod B/Cera de bloqueo K+B

Pro-Mod B/Cera per bloccaggio per protesi fissa

■ K vyblokování defektů a kavit u sádrových pahýlů. Pro-Mod B drží na povrchu všech sáder. Je velmi dobré modelovatelný a škrabatelný. Díky vysokému bodu tání se nespojí s ostatními vosky, jako např. s voskem do kapničkovače.

■ For blocking out defects and cavities in plaster stumps. Pro-Mod B adheres to all plaster surfaces, is easily modelled and scraped and because of the high melting point does not unite with other waxes such as, for example, dipping wax.

■ Para el bloqueo de defectos y cavidades del muñón. Pro-Mod B tiene una adaptación buena a todas superficies de escayola, cumple todos los requerimientos para el modelado y raspado y no se une con otras ceras, como por ejemplo con la cera de inmersión.

■ Per il bloccaggio di sottosquadri e cavità dei monconi in gesso. Pro-Mod B aderisce su tutte le superfici in gesso, si modella e si raschia facilmente e, a causa dell'alto punto di fusione, non si lega con altre cere, per esempio la cera a immersione.



60g
dentin

Art. Nr. 02-1440

TECHNIQUE-WAX - MODELUVACÍ VOSK UNIVERZÁLNÍ

Universal sculpturing wax | Cera de modelar universal
Cera da modellazione universale



Technique-Wax 110g
transparent | transparente | trasparente

zelený | green | verde | verde
modrý | blue | azul | blu



Art. Nr. 02-1500
Art. Nr. 02-1505

■ Vosk pro univerzální použití ve výhodném 110 g balení s optimálními modelovacími a škrabacími vlastnostmi. K dostání ve dvou transparentních barvách pro celokeramické systémy a ve dvou opákních barvách pro práce ze zlatých slitin. Velmi nízká kontrakce. Je vhodný pro modelace bez voskového prutu. Vosk je plně spalitelný.

■ Sculpturing wax in a big 110g block for universal applications. Excellent scraping and modelling qualities. Available in 2 transparent colours, for castable ceramic systems, and 2 opak colours for metal systems. Very low contraction for a tension free modelling. Burns out without leaving traces.

Technique-Wax 110g
opaque | opaca | opaco

béžový | beige | bigio
ledové bílý | iceblue | azul glacial | blu ghiaccio

■ Cera de modelar con propiedades ajustadas para una extensa gama de posibilidades de aplicación — contenido ventajoso: 110g. Propiedades óptimas de raspado y modelado. Disponible en 2 colores transparentes para sistemas de cerámica por presión y en 2 colores opacos por la técnica de fusión con oro. Baja tendencia a la contracción para trabajos de modelado sin tensiones. Totalmente quemable.

■ Cera da modellazione universale, nella conveniente confezione da 110g. Proprietà ottimali di raschiatura e modellabilità. Disponibile in 2 colori trasparenti per sistemi di ceramica integrale e in 2 colori opachi per la tecnica di fusione in oro. Contrazione minima per modellazioni senza tensioni. Brucia senza residui.

VOSKOVÝ DRÁT V CÍVCE

Wax wire on spools | Hilo de cera en rollos
Filo in cera in rotoli



Cívka | Spool | Rouleau | Rotolo 250g
modrý/středně tvrdý | blue/medium hard
azul/dureza media | blu/medio duro

ø 2,5mm	Art. Nr. 02-2010
ø 3,0mm	Art. Nr. 02-2020
ø 3,5mm	Art. Nr. 02-2030
ø 4,0mm	Art. Nr. 02-2040
ø 5,0mm	Art. Nr. 02-2050

■ Voskový drát al dente je bez vnitřního prutu a lze jej bez praskání a deformace snadno tvarovat. Je k dostání ve dvou různých tvrdostech.

■ al dente wax wire is free from resting forces and can be shaped without pinches or cracks. Available in 2 different hardnesses.

■ El hilo de cera de al dente no produce ninguna fuerza antagonista y es fácil de modelar sin estricciones ni formación de fisuras. Disponible en 2 durezas diferentes.

■ al dente filo in cera è privo di residui, si lascia modellare senza crepe. Disponibile in 2 durezze.

Cívka | Spool | Rouleau | Rotolo 250g
zelený/tvrdý | green/hard | verde/duro | verde/duro

ø 2,5mm	Art. Nr. 02-2010H
ø 3,0mm	Art. Nr. 02-2020H
ø 3,5mm	Art. Nr. 02-2030H
ø 4,0mm	Art. Nr. 02-2040H
ø 5,0mm	Art. Nr. 02-2050H

PŘEDNOSTI

- Díky změně tvaru zásobníku z kuličkového na hruškový tvar nedochází při proudění horké slitiny k turbulencím.
- Výsledkem je homogenní struktura odlitku bez lunků.
- Jednoduché přivodovkování licího kanálku přikápnutím vosku.
- Díky průměru kanálku od 3 mm a konkávního tvaru zásobníku lze odlitek snadno úspornou formou oddělit od vtokového kanálku.

ADVANTAGES

- Reshaping of the ball to its technically most ideal shape of flow: the nozzle. This shape has the advantage that the alloy being injected swirls less.
- A more homogenous texture without cavities is the result.
- Easiest waxing of the sticks by soaking of the waxing stick. Aperture diameter of 3mm and the concave shape of the reservoir on the waxing side assure good accessibility and thus enable metal economy and easy removal after casting.

VENTAJAS


- El depósito tiene la forma de una perilla que es la forma la más ideal por la técnica de flujo.
- Resulta una estructura de fundición más homogéneo sin rechupes.
- Fijación simple por medio de la deposición de cera alrededor de la barra de enclavijado.
- Separación fácil y economizando metal después de fundir gracias a un diámetro del canal de 3mm y gracias a la forma cóncava del depósito.

VANTAGGI

- Minor vorticosisità della colata immessa grazie alla forma ideale del bulbo sotto l'aspetto tecnico del flusso: ossia l'iniettore.
- Il risultato è un modello omogeneo senza cavità da ritiro.
- Semplicissima ceratura delle spine.
- A fusione avvenuta, semplice distacco della spina di fusione, con un taglio di soli 3mm: risparmio di tempo e di metallo.

LICÍ KANÁLKY SE ZÁSOBNÍKEM new

Casting sprues with reservoir | Bebederos de colado con reserva | Canali di colata con serbatoio



■ Pro proudění slitiny výhodná forma licího kanálku. Výsledkem je homogenní struktura odlitku bez lunků.
al dente licí kanálky se zásobníkem „EM“ s průměrem zásobníku 6–7–8 mm pro ušlechtilé slitiny.

Nyň novinka: **al dente** licí kanálky ze zásobníkem „NEM“ s průměrem zásobníku 7–8–9 mm a zvětšeným průměrem kanálku speciálně pro vakuové lití, pro redukování ušlechtilé a neušlechtilé slitiny.

■ Most ideal shape of flow resulting in a more homogeneous casting structure without cavities or shrinkholes. The **al dente** casting sprues “EM” with a sprue’s head diameter of 6–7–8 mm are used for precious metal alloys.

”EM“ licí kanálky pro ušlechtilé kovy
Casting Sprues ”EM“
Bebederos de colado ”EM“
Canali di colata ”EM“

EM ø 6mm 250 pcs Art. Nr. 02-1900
EM ø 7mm 250 pcs Art. Nr. 02-1905
EM ø 8mm 200 pcs Art. Nr. 02-1910

New: al dente casting sprues “NEM” with a sprue’s head diameter of 7–8–9 mm and an increased cross-section of the sprue are especially used for vacuum pressure castings, non-precious alloys and precious-metal reduced alloys.

■ Óptima forma del bebedero que favorece el flujo del metal, siendo el resultado una estructura de colado más homogénea sin rechupes de contracción. Sticks de colado **al dente** “EM” con un diámetro de cabeza de 6–7–8 mm para aleaciones de metal precioso.
Ahora nuevos: los sticks de colado **al dente** “NEM” con diferentes diámetros de cabeza (7–8–9 mm) y mayor sección transversal, especialmente indicados para el colado a presión bajo vacío, así como para aleaciones de reducido contenido en metal precioso y aleaciones de metal no precioso.

■ La forma del canale di colata è la più indicata per facilitare lo scorrimento del metallo fuso. Il risultato è una fusione con una struttura omogenea senza porosità.

al dente Spine di fusione senza testa „EM“ con diametro della testa 6–7–8 mm per leghe preziose.

Ora disponibili anche: **al dente** Spine di fusione „NEM“ con diametro della testa 7–8–9 mm e con una sezione più grande del canale, indicati soprattutto per la fusione a pressione sottovuoto, per leghe a basso contenuto di metalli nobili e per leghe non preziose.

Sortiment | Assortment
Surtido | Assortimento

EM 6mm+7mm+8mm + NEM 7mm+8mm+9mm
350 pcs Art. Nr. 02-1860
EM 6mm+7mm+8mm
350 pcs Art. Nr. 02-1920
NEM ø 7mm+8mm+9mm
350 pcs Art. Nr. 02-1895

VOSK PRO ČEPOVÁNÍ LICÍCH KANÁLKU


Vosk pro čepování licích kanálků
Cera para enclavijado
Cera per l'imperniatura

Art. Nr. 02-1940



STICKY STICKS VOSKOVÉ TYČINKY

kulaté | round | redondo | rotondo



■ Je vaše volba zda-li kulaté nebo čtvercové? Tyčinky z lepivého vosku Vám umožní snadné načepování a zabrání deformaci voskového modelu při jeho sejmání z pracovního modelu před odlitím.

■ Round or square? You must decide that. Either way, the specially hard adhesive wax of the Sticky sticks facilitates application and prevents distortion of the cast when removing the modelling from the mould.

■ ¿Redondo o cuadrado? Es su decisión. Como sea, la cera dura y pegante de los Sticky Sticks facilita el enclavijado y impide una deformación del material fundido al levantar la modelación del modelo.

■ Rotondo o quadrato? Dipende dalla Sua decisione. A prescindere dalla Sua scelta, la speciale cera dura adesiva degli Sticky sticks facilita la puntatura ed evita la deformazione del modellato allorché si toglie dal modello.



kulaté | round
redondo | rotondo

ø 3,0mm	70g	Art. Nr. 02-2210
ø 4,0mm	150g	Art. Nr. 02-2230
ø 5,0mm	150g	Art. Nr. 02-2240


čtvercové | square
cuadrado | quadrato - 70g

ø 2,5 x 2,5mm	70g	Art. Nr. 02-2110
---------------	-----	------------------

TRIANGEL PŘEDTVARY PRO V TOKOVÝ SYSTÉM



Triangular casting sprues | Barras de colado en forma de triángulo | Canale di fusione a triangolo



Sada vtokových přetvarů
Triangular casting sprues hard
Barras de colado en forma de triángulo duras
Canale di fusione a triangolo duro 100 pcs

■ Předem tvarované trianglové přetvary pro vtokový systém. Bez případ umělých hmot, bez zbytku spalitelné.

■ Set of triangular casting sprues. Burns without leaving residue, produced without any inorganic components.

■ Barras de colado confeccionadas en forma de triángulo. Totalmente quemables, sin componentes sintéticos.

■ Canale di fusione preformato a triangolo, brucia senza residui, senza particelle di resina.

modré, ø 5 mm | blue, ø sprue 5 mm
azul, ø barra 5 mm | blu, ø barra 5 mm

Art. Nr. 02-1850

STAVĚCÍ VOSK

Set-up wax | Cera para montaje de dientes
Cera per il montaggio


■ Pro rychlejší a jistější stavění zubů. Barva červená. Vosk lze snadno odstranit vyvařením.



■ For a quick and secure positioning of the teeth. Colour red. Removes easily with warm water.

■ Para posicionar los dientes protésicos de forma rápida y estable. Color rojo. Se eliminan restos de cera simplemente con agua caliente.

■ Per posizionare i denti in modo veloce e sicuro. Colore rosso. Semplice da eliminare attraverso un getto a vapore.



3 x 3 mm | 220 g Art. Nr. 02-4180
5 x 5 mm | 220 g Art. Nr. 02-4190

SET-UP PLOTÝNKOVÉ MODELOVÁCÍ VOSKY

Set-up plate waxes | Set-up planchas de cera
Set-up cere a disco



■ Díky využití kombinace včelých, parafínových a mikro vosků splní **al dente** plotýnkový vosk veškeré požadavky zubního technika. Je vysoce plastický a proto se při tvarování neláme. Modelovací vosk **al dente** je dobré modelovatelný a nechá se dobře řezat. Při tvarování vosku **al dente** nedochází k jeho deformaci. Vosk vykazuje dobrou přilnavost bez nutnosti lepení. Pro modelaci při rozdílných teplotách je plotýnkový vosk k dostání ve dvou různých kvalitách (standardní/tvrdý).

■ By the harmonious combination of bees waxes, micro waxes and paraffins **al dente** Set-up satisfies highest requirements. The high plasticity prevents tearing when shaping. **al dente** Set-up can be modelled and cut extremely well. When shaping **al dente** Set-up does not bend back and has high adhesive strength without sticking. For differing ambient temperatures **al dente** Set-up is available in 2 qualities (regular/hard).

■ Gracias a la combinación armónica de ceras de abejas, de microceras y parafinas, la cera de **al dente** corresponde a grandes exigencias. Su alta plasticidad impide que la cera se rompa al conformar. La cera Set-up de **al dente** permite un buen modelado y cortado. En conformarla la cera Set-up de **al dente** no tiene fuerzas antagonistas tan como una buena adhesión sin pegar. Por diferentes temperaturas locales, la cera Set-up de **al dente** es disponible en dos calidades (regular/hard).

■ Grazie alla combinazione armoniosa tra cere di api, microcere e paraffine, **al dente** Set-up riesce a soddisfare ogni più ampia esigenza. L'alta plasticità evita pericoli di strappi durante la modellazione. Set-up **al dente** si lascia modellare e tagliare facilmente ed inoltre possiede grandi proprietà di adesione anche senza essere incollato. Set-up **al dente** è disponibile in 2 qualità (regular/hard) per differenti temperature ambiente.

Síla | Strength | Epesor | Spessore 1,5mm
Plattengröße | Sheet size | Dimensión de las planchas
Dimensioni del disco 18,5mm x 8,4mm

Set-up regular (Zimní | Winter | Invierno | Inverno) – 2,5 kg
Set-up regular (Zimní | Winter | Invierno | Inverno) – 500 g

Art. Nr. 02-4010
Art. Nr. 02-4020

Set-up hard (Letní | Summer | Verano | Estate) – 2,5 kg
Set-up hard (Letní | Summer | Verano | Estate) – 500 g

Art. Nr. 02-4110
Art. Nr. 02-4120

VOSKOVÉ SKUSOVÉ VALY

Bite surfaces | Bloques de mordida | Masticoni

■ Předem tvarované voskové valy pro úspornou výrobu přesných skusových šablon. Anatomické uspořádání bazální drážky usnadňuje přivoskování skusového valu k šabloně. Valy nabízíme ve třech různých tvrdostech.

■ Pre-prepared bite surfaces for the time-saving manufacture of precision bite moulds. The anatomic shape with basal ridge makes possible a slight waxing of the bite surface on the mould. We supply three different hardnesses of bite surfaces.

■ Bloques de mordida confeccionados economizando tiempo en producir plantillas de registro. El diseño anatómico con rendija basal facilita la fijación del bloque de mordida sobre la plantilla. Ofrecemos tres grados de dureza.

■ Masticoni preformati per una rapida preparazione di perfetti modelli di morso. La formazione anatomica a solco basale consente di cerare facilmente al modello il masticone. Disponiamo di masticoni in tre differenti durezze.



Voskové skusové valy | Bite surfaces red
Bloques de mordida rojo | Masticoni rosso

soft 100 pcs
medium 100 pcs
hard 100 pcs

Art. Nr. 02-4200
Art. Nr. 02-4210
Art. Nr. 02-4220

SKENOVACÍ VOSKY A SKENOVACÍ LAKY PRO CAD/CAM TECHNIKY DBGM

Doporučeno firmou | Recommended by
Recomendado por | Suggerito di

DeguDent
A Dentsply International Company



■ Ve spolupráci s firmou DeguDent s.r.o. jsme vyvinuli speciální skenovací vosky a vosky s optimální světlými vlastnostmi pro techniku CAD/CAM. Díky modelovacím voskům **al dente** pro CAD/CAM techniku se výrazně zvyšuje přesnost v nasazení strojově zhotovených prací.

Modelling wax for CAD/CAM systems

Ceras de modelar para sistemas CAD/CAM

Cere da modellazione per sistemi CAD/CAM



■ In co-operation with the DeguDent GmbH we have developed special laser-optimised modelling waxes for CAD/CAM systems. With **al dente** CAD/CAM modelling waxes the matching accuracy of machine produced workpieces is significantly increased.

■ En cooperación con la empresa DeguDent GmbH revelamos ceras de modelar especiales y optimizadas por laser o sea por los sistemas CAD/CAM. Con las ceras de **al dente** CAD/CAM se aumenta claramente la precisión óptima de una pieza producida a máquina.

■ In collaborazione con DeguDent GmbH abbiamo sviluppato cere da modellazione ottimizzate specificatamente per il laser per i sistemi CAD/CAM. Con le cere da modellazione CAD/CAM **al dente** si aumenta notevolmente la precisione del pezzo realizzato meccanicamente.

cercon smart ceramics®



■ CAD/CAM modelovací vosk – laserové event. světlem opákní modelovací vosk pro skenování.
■ CAD/CAM modelling wax – light-opaque modelling wax for accurately detailed scans.
■ CAD/CAM ceras de modelar – Ceras opacas en la luz por un scan de detalle.
■ Cera da modellazione CAD/CAM – Cera da modellazione opaca alla luce per scannerizzazioni fedeli.

60g

béžový|beige
grün|green|verde|verde Art. Nr. 02-1640



■ CAD/CAM krčkový vosk – laserové event. světlem opákní vosk, jako záruka pro perfektní a přesné krčkové uzávěry.
■ CAD/CAM Cervi – light-opaque cervical wax as guarantee for perfect edge finishings.
■ CAD/CAM Cervi – Cera cervical opaca en la luz garantizando bordes marginales perfectos.
■ CAD/CAM Cervi – Cera cervicale opaca alla luce come garanzia per una perfetta chiusura dei bordi.

60g

červený|red|roja|rosso Art. Nr. 02-1660



■ CAD/CAM vosk do kapničkovače – optimální, pružný smáčecí vosk pro skenovací techniku.
■ CAD/CAM dipping wax – flexible dipping wax, optimised for the scan technique.
■ CAD/CAM-Dipping Wax – Cera de inmersión elástica y optimizada por la técnica de scan.
■ CAD/CAM-Dipping Wax – Cera ad immersione flessibile, ottimizzata per la tecnica di scannerizzazione.

190g

zelený|green|verde|verde Art. Nr. 02-1670



■ Voskové tyčinky Sticky Sticks pro systém Cercon firmy DeguDent. Tvrde voskové tvárové stabilní tyčinky pro systém Cercon firmy DeguDent.
■ Sticky Sticks for the DeguDent Cercon System. Hard, shape retaining wax sticks suitable for the clamping frames of the DeguDent Cercon System.
■ Sticky Sticks por el sistema Cercon de DeguDent. Barros de cera duras y con estabilidad de forma. Apropiadas por el chasis de sujeción del sistema Cercon de DeguDent.
■ Sticky Sticks per il sistema DeguDent Cercon. Spine in cera dura e indeformabile adatte per il telaio di sostegno del sistema DeguDent Cercon.

70g

žluté|yellow|jaune|giallo Art. Nr. 02-2210-D

■ Atención: Ceras CAD/CAM no son apropiadas por el colado.
■ Please note: CAD/CAM waxes are not suitable as casting waxes.

■ Attenzione: Le cere CAD/CAM non sono adatte come cere per fusione!

CAD/CAM VYKRÝVACÍ VOSK



CAD/CAM blackout wax | Cera de bloqueo CAD/CAM

CAD/CAM Cera per sottosquadri

■ CAD/CAM vykrývací vosk – laserově opákný vykrývací vosk pro vykrýtí kavít před skenováním.
■ CAD/CAM blocking out wax – It's a laser-opaque blackout wax suited for blocking out cavities before scanning.

■ La cera de bloqueo CAD/CAM es una cera opaca en la luz del láser para el bloqueo de cavidades antes de escanear.
■ CAD/CAM Cera per sottosquadri – Cera opaca alla luce per riempire i sottosquadri prima di procedere con la scannerizzazione.

60g

CAD/CAM vykrývací vosk zelený
CAD/CAM blackout wax green
Cera de bloqueo CAD/CAM verde
CAD/CAM Cera per sottosquadri verde

Art. Nr. 02-1630

CAD/CAM VOSKOVÉ DESTIČKY

CAD/CAM Wax Disc | Disco CAD/CAM WAX CAD/CAM WAX Disc

■ Vosk pro **al dente** techniku CAD/CAM. Destičky byly zhotoveny speciálně pro dentální techniku CAD/CAM. Tímto způsobem lze korunky a můstky virtuální formou modelovat, frézovat a použít pro techniku konvenčního lití. Vosk se nechá vynikajícím způsobem strojově opracovat a je stoprocentně spalitelný. Výsledkem jsou perfektně hladké povrchy odlitků. Optimální vlastnosti vosků umožňují zhotovení velmi jemných konstrukcí. Při zhotovování frézovaných prací nemůže dojít k deformaci nebo zkrácení. Objemově stabilní vosk umožňuje docílit přesného krčkového uzávěru a přesnosti v nasazování. Z jedné voskové destičky lze vyfrézovat až třicet členů.

CAD/CAM Wax Disc

ø 100 mm – Tloušťka | Height | Altura | Altezza 20 mm

Art. Nr. 02-5000

CAD/CAM Wax Disc „Z“

ø 98 mm – Tloušťka | Height | Altura | Altezza 18 mm

Art. Nr. 02-5010

■ The wax for the **al dente** CAD/CAM Wax Disc is especially adjusted to the dental CAD/CAM technique. Thereby crowns and bridges can be virtually formed, milled and finally casted the conventional way. The wax is excellently machinable and burns without residue. This results in smooth casted superficies. These optimized features of the wax give way to even very delicate forms excluding shrinkage or distortion of the milled object. The wax – stable in volume – permits absolutely exact margin finishings and fits. Up to 30 units can be milled out of one disc.



■ La cera del disco **al dente** CAD/CAM Wax ha sido especialmente adaptada a la técnica CAD/CAM en el ámbito dental. Tanto coronas como puentes pueden pues modelarse virtualmente, fresarse y colarse a continuación de manera convencional. La cera puede mecanizarse perfectamente con una máquina, siendo además totalmente combustible durante el colado. El resultado: unas superficies de colado perfectamente lisas. Las óptimas características de esta cera permiten incluso la fabricación de formas muy frágiles, excluyéndose cualquier contracción o deformación del objeto fresado. Gracias a esta cera estable en volumen es posible conseguir unos márgenes absolutamente exactos, al igual que una alta precisión de ajuste. De un disco de cera pueden fresarse hasta 30 unidades.

■ La cera per il Wax Disc **al dente** CAD/CAM è stata sviluppata appositamente per la tecnica dentale CAD/CAM. In questo modo si possono realizzare virtualmente corone e ponti, fresarli ed infine fonderli nel modo tradizionale. La cera si lascia fresare dalla macchina in modo eccellente ed è calcinabile al 100% nel processo di fusione. Si ottengono superfici perfettamente lisce. Le caratteristiche ottimali della cera permettono di realizzare anche strutture sottilissime. Non si hanno né contrazione, né deformazione dell'oggetto fresato. La cera, con la sua stabilità dimensionale, garantisce chiusure marginali perfette e precisione. Con un disco in cera si possono fresare fino a 30 unità.

AQUA SPACER CAD/CAM SKENOVACÍ LAK NA PAHÝLY

Aqua Spacer for scan techniques | Aqua Spacer barniz por la técnica de escanear | Aqua Spacer - Vernice per monconi CAD/CAM

■ Vodou omvatelný krycí lak na pahýly pro skenování doporučený pro veškeré běžné CAD/CAM systémy. Aqua Spacer lze po použití snadno smýt pod tekoucí vodou (viz. str. 44).

■ Water-removable die spacer suitable for scan techniques. Recommended for all other current CAD/CAM systems. After use the Aqua Spacer is easily removable under running water (see page no. 44).

■ Barniz de cobertura soluble en agua y para la técnica de escanear. Recomendado para los sistemas CAD/CAM corrientes. El Aqua Spacer puede ser eliminado simplemente bajo agua corriente (véase también a la pagina 44).

■ Smalto per copertura, dissolubile in acqua, scannerizzabile. Adatto per tutti i sistemi CAD/CAM in uso. Aqua Spacer si può eliminare semplicemente con l'acqua corrente.



Aqua Spacer 20 ml
Ředitlo | Thinner | Diluyente | Diluente 20 ml

Art. Nr. 03-4110

Art. Nr. 03-4170

ARCTIC SERIES ŠTĚTEC NA KERAMIKU

Brush Arctic Series | Pincel Arctic Series | Penelli Arctic Series

■ Štětce na keramiku „Kolinsky“, mimořádné kvality, ergonomie a design. Uvnitř uložené kuličky zajistí při každém poklepnutí vytvarování hrotu štětce do špičky. Samotná špička štětce je zhotovena ruční formou z vybraných vysoko kvalitních „Kolinsky“ vlasů. Součástí dodávky je pouzdro, které zabrání deformaci hrotu štětce při uložení do sklenice s vodou.

■ Kolinsky brush for ceramists of extraordinary quality, ergonomics and design. Uniquely designed ceramic brush houses metal ball bearings dynamically form a more defined bristle point after shaking or snapping the brush. The tip of the brush itself is hand made from exquisite high quality Kolinsky bristles. The included slipcover avoids a deformation of the bristles when the brush is in a glass of water.

■ Pincel Kolinsky para ceramistas de una calidad extraordinaria y con un standar alto de ergonomía y diseño. Las bolas de metal incorporadas forman la punta del pincel cada vez al sacudirlo. La punta del pincel hecha a mano es de pelos Kolinsky escogidos y de calidad alta. La cubierta protectora incluida impide una deformación de los pelos del pincel cuando está en un vaso de agua.

■ Kolinsky-pennelli per ceramisti con un eccezionale qualità, ergonomia e design. Le sfere metalliche immesse formano la punta del pennello ad ogni scuotimento. La punta del pennello viene prodotta artinaglamente con setole Kolinsky scelti di alta qualità. L'astuccio di protezione fornito impedisce una deformazione delle setole del pennello, quando è fermo in un bicchiere d'acqua.



ZIM Adam Schäuf, Head of Art Department



ICE TOOL ŠTĚTCE NA KERAMIKU



■ „Ice tool I“ – (vel. 8) Ideální k nanášení většího množství keramické hmoty a pro vrstvení incizálních a okluzálních částí.

„Ice tool II+III“ – (vel. 6+4)
Speciálně vhodné štětce pro jemné vrstvení keramiky nebo pro použití malovacích barev.

■ „Ice tool I“ – (size 8) is ideal for applying important amounts of ceramic portions as well as for incisal or occlusal layers.

„Ice tool II+III“ – (size 6+4) suits especially for finest layers or for the use of stains.

■ „Ice tool I“ – (tamaño 8) es ideal para aplicar grandes cantidades de porcelana y también para capas incisales o oclusales.

„Ice tool II+III“ – (tamaño 6+4) sirve especialmente para capas muy delgadas o para utilizar colores de pintura.

■ „Ice tool I“ – (Gr. 8) Ideale per l'applicazione di grandi quantità di ceramica, come anche per le stratificazioni incisali o oclusali.

„Ice tool II+III“ – (Gr. 6+4)
È particolarmente adatta per stratificazioni sottili o per l'utilizzo di colori.

Štětce na keramiku | Brush Pincel | Pennello – 1 pc

Ice tool I	Art. Nr. 09-3300
Ice tool II	Art. Nr. 09-3310
Ice tool III	Art. Nr. 09-3315
Opaque	Art. Nr. 09-3320
Glace	Art. Nr. 09-3330
Colour and Glace 0	Art. Nr. 09-3340

Sortiment | Assortment Assortimento | Surtido

Arctic Series 6 štětců | Arctic Series 6 brushes
Arctic Series 6 pincello | Arctic Series 6 pincel
Art. Nr. 09-3380

KOLINSKY-ŠTĚTCE NA KERAMIKU

**Kolinsky ceramic brush | Kolinsky-Pincel para porcelana
Kolinsky-pennelli per ceramica**

■ Kolinsky Rotmarder jsou ručně zhotovené trojhranné štětce na keramiku nejvyšší kvality. Husté Rotmarder štětiny poskytují dostatečné zásobení vodou. Přesné nanášení keramické hmoty je umožněno díky jemnému a elastickému hrotu štětce. Ergonomické trojhranné držátko leží příjemně v ruce a umožňuje tak bezúnavnou práci. Tvar štětce znemožňuje skutálení štětce z pracovního stolu.

■ The triangular ceramic brush is handmade using the finest quality red sable Kolinsky. The tight and exquisite red sable bristles offer a sufficient liquid reservoir. By using the fine and elastic brush tips the ceramic mass can be more precisely and evenly applied. The handle is ergonomically designed and the triangular shape adapts well in your hand and it allows you to work without symptoms of fatigue. The triangular shape of the handle also prevents the brush from rolling off the table.

■ Pincel para porcelana de forma triangular y hecho a mano de una calidad alta con pelos de marta roja Kolinsky. Los pelos escogidos y espesos de la marta roja ofrecen una reserva suficiente para el líquido. Buena dosificación de la porcelana por las puntas del pincel finas y elásticas. Gracias al mango ergonómico se trabaja sin síntomas de cansarse. El triángulo impide que el pincel pueda caerse de la mesa.

■ Pennello per ceramica Kolinsky a forma triangolare fabbricato artigianalmente con setole di martora rossa di alta qualità. La ceramica si fa posizionare in modo preciso attraverso la punta fine ed elastica del pennello. La forma del manico triangolare ergonomico permette un'eccellente posizione all'interno della mano e permette di lavorare senza stancarsi. I pennelli grazie alla loro forma angolare non potranno più cadere dal piano di lavoro.



Štětce | Brush | Pincel | Pennello – 1 pc

Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 00
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 0
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 01
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 04
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 06
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 08

Art. Nr. 09-3100
Art. Nr. 09-3105
Art. Nr. 09-3110
Art. Nr. 09-3140
Art. Nr. 09-3160
Art. Nr. 09-3180

SYNTETICKÉ

ŠTĚTCE NA VRSTVENÍ KERAMIKY

**Synthetic ceramic brush | Pincel sintético para porcelana
Pennelli per ceramica sintetici**

■ Trojhranné štětce na vrstvení keramiky z vysoko kvalitních syntetických vlasů. Hustý a špičatý hrot štětce. Osvědčený trojhranný tvar držátko štětce znemožňuje skutálení z pracovního stolu a umožňuje technikovi bezúnavnou práci.

■ Triangular ceramic brush made of synthetic bristles of high quality. The tip of the brush is very tight and pointed. The approved ergonomic triangular shape of the handle prevents the brush from rolling off the table and allows you to work without symptoms of fatigue.

■ Pincel para porcelana de forma triangular con pelos sintéticos. La punta del pincel es muy espeso y acaba en punta. La forma triangular probada del mango impide que el pincel pueda caerse de la mesa y se trabaja sin síntomas de cansarse.

■ I pennelli per ceramica triangolare sono in pelo sintetico di alta qualità. La punta del pennello è molto fitta ed appuntita. L'affermata forma ergonomica triangolare del manico evita la caduta dal piano di lavoro e permette di lavorare senza fatica.



Štětce | Brush | Pincel | Pennello – 1 pc

Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 00
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 0
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 01
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 04
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 06
Vel. | Size | Tamaño | Grandeza 08

Art. Nr. 09-3200
Art. Nr. 09-3205
Art. Nr. 09-3210
Art. Nr. 09-3240
Art. Nr. 09-3260
Art. Nr. 09-3280

BLUES DESTIČKA PRO MÍCHÁNÍ KERAMIKY

Ceramic mixing palette Blues | Loseta de mezcla Blues para porcelana | Blues piastra di miscelazione per masse ceramiche



Blues destička pro míchání keramiky
Ceramic mixing palette Blues
Loseta de mezcla Blues para porcelana
Piastra per mescolare la ceramica Blues

Destička | Palette | Loseta | Piastra
Membránová fólie | Foil membrane | Hoja de membrana | Foglia a membrana
Pracovní fólie | Operating foil | Hoja laboral | Foglia di lavoro

Art. Nr. 09-4050
Art. Nr. 09-4060
Art. Nr. 09-4070

■ Nová destička pro míchání keramických hmot Blues je úspěšným pokračovatelem míchací destičky Ceram-X. U destičky Blues došlo k dalšímu zlepšení vlastností. Díky membránové technologii si namíchaná keramická hmota udržuje konstantní hladinu vlhkosti. Výsledkem je lepší modelovací vlastnost a vynikající výsledky pálení.

■ The new ceramic mixing palette Blues continues the successful story of the Ceram-X mixing palette. The features and characteristics of blues were increased. Due to the membrane's technique the moisture content of the ceramic mass is always maintained on exactly the same level. The results: best properties for the model work and a brilliant outcome after the firing process.

■ La nueva loseta de mezcla Blues continua la historia con éxito de la loseta de mezcla Ceram-X. Blues fue perfeccionada en sus propiedades. Por la técnica de la membrana se mantiene el grado de humedad de la masa de porcelana exactamente al mismo nivel. El resultado son excelentes propiedades de modelación y resultados de cocción brillantes.

■ La nuova piastra per mescolare la ceramica Blues continua il successo della piastra Ceram-X. Blues è stata perfezionata nelle sue caratteristiche. Con la tecnica della membrana viene tenuto sempre costante il grado dell'umidità della ceramica. Perfette caratteristiche di modellazione ed eccellenti successi nelle cotture sono i risultati di tutto ciò.

MODELOVACÍ TEKUTINA PRO KERAMICKÉ HMOTY

Ceramic mixing liquid | Líquido de mezcla para cerámica
Liquido per miscelare la ceramica



■ Keramické hmoty lze díky modelovací tekutině modelovat dlouho ve vlhké formě. Toto způsobuje rovnomořné vysychání modelace a rovnomořné sintrování keramické hmoty. Vyschnutí trvá přibližně 4 minuty. Výsledkem jsou barvy mimorádné kvality.
► Vysoká stálost keramické hmoty
► nízká kontrakce keramiky ► velmi kvalitní barvy ► rovnomořně vysychání hmot ► vhodná pro práškové opáry a krčkové hmoty

■ Due to the excellent strength of the ceramic mixing liquid compounds, the ceramic mass can be applied in increasingly moist layers. This leads to an even setting after the modelling, whereby the ceramic mass sinters consistently. More brilliant colours are the result. The drying time is approx. 4 minutes.
► Excellent strength of the ceramic mass ► Less shrinkage of the ceramic
► More brilliant colours ► More constant drying of the mass ► Suitable for opaque powders and shoulder masses

■ Por la solidez extraordinaria del líquido de mezcla, las masas de porcelana pueden ser aplicadas en capas más húmedas. Eso resulta en un secado de forma más regularmente después de modelar y así las masas de porcelana pueden sinterizar de forma más homogénea. Resultan colores muy brillantes. Tiempo de secado: aprox. 4 minutos. El líquido de mezcla es también apropiado para opaquer de polvo y masas de hombros.
► Alta estabilidad de las masas de porcelana ► Menor contracción de la cerámica ► Colores brillantes ► Las masas se secan más regularmente
► apropiado para opaquer de polvo y masas de hombros

Modelovací tekutina pro keramické hmoty
Ceramic mixing liquid
Líquido de mezcla para cerámica
Liquido per miscelare la ceramica

250 ml
1000 ml

Art. Nr. 03-1450
Art. Nr. 03-1460

■ Le masse in ceramica possono essere applicate sempre umide grazie alla eccezionale stabilità del liquido per miscelare. Da ciò deriva dopo la modellazione un' asciugatura uniforme di tutta la massa in ceramica e una sinterizzazione omogenea dopo la cottura. I colori risultano più vivi. Il tempo per l'asciugatura necessario è di ca. 4 minuti.
► Eccellente stabilità delle masse di ceramica ► Bassa contrazione della ceramica ► Colori più brillanti ► Asciugatura uniforme delle masse ► Adatto per l'opaco in polvere e le masse spalla

UVYZNAČOVACÍ POURCHOVÉ STRUKTURY KERAMIKY

Ceramic texture marker | Marcador por la textura de porcelana | Marker per la struttura di ceramica

■ Díky vyznačovači povrchové struktury **al dente** lze na modelu přesně zobrazit povrchovou strukturu keramikou fasetovaných zubů vedle přirozených sousedních zubů. Tímto se jednoduchou formou zjistí, zdali je docílen plynulý a harmonický přechod zubní náhrady do úst pacienta. Dodává se ve dvou barvách – „stříbrná“ a „zlatá“. Vyznačovač povrchové struktury je namíchán v předem připravené koncentraci. Není zapotřebí žádny primer aj. Snadná a čistá práce díky lahvičce se štětečkem. Vyznačovač lze snadno pomocí vody případně pomocí parní trysky odstranit.

■ The **al dente** ceramic texture marker can be used to accurately reproduce the shine and texture of the surface between ceramic surfaces and the natural neighbouring teeth. It is easily noticed if the ceramic in layers blends harmoniously in the general view. The ceramic texture marker is available in gold and silver colours. The marker comes premixed and ready for immediate use. No primer or similar products are necessary. Flask with brush – no soiling of your place of work. The ceramic texture marker can be easily removed with water or with a steam jet.



■ La textura de la superficie entre recubrimientos de porcelana y dientes naturales vecinos puede ser reproducida exactamente con el marcador por la textura de porcelana de **al dente**. Así se nota de forma fácil si la cerámica en capas armoniza en la vista de conjunto. El marcador por la textura de porcelana es disponible en los colores "oro" y "plata". El marcador es listo para el uso. Un primer o algo parecido no es necesario. Frasco con pincel no se ensucia el puesto. Se elimina el marcador fácilmente con agua o con un vaporizador.

■ Con il marker per la struttura di ceramica di **al dente** si può esattamente riprodurre sulla ceramica la struttura superficiale dei denti naturali vicini. Quindi si può verificare in modo semplice, se l'elemento in ceramica s'inserisce armonicamente nella vista d'insieme. Il marker per la struttura di ceramica è disponibile nei colori: oro e argento. Il marker è già pronto per l'uso. Non è necessario un primer o altro. Bottiglia con pennello – il posto di lavoro non si sporca. Il marker può essere eliminato semplicemente con l'acqua o con vapore.

Sada - vyznačovač povrchové struktury

Set of ceramic texture marker

Kit marcador por la textura de porcelana

Set Marker per la struttura di ceramica

Zlatý+Ředitlo | Gold+Thinner | Oro+Diluyente | Oro+Diluente 2 x 20 ml
Stříbrný+Ředitlo | Silver+Thinner | Plata+Diluyente | Argento+Diluente 2 x 20 ml

Art. Nr. 03-1250
Art. Nr. 03-1260

Ředitlo | Thinner | Diluyente | Diluente 2 x 20 ml

Art. Nr. 03-1280

IZOLAČNÍ TEKUTINA NA KERAMIKU

Isolation for ceramics | Separador de cerámica
Isolante per la ceramica

■ Velmi dobrá účinnost izolace keramiky proti sádře. Velmi jemný izolační film. Izolační schopnost působí dlouho. Žádné zbarvování keramiky. Nezanechává žádné zbytkové částice.

■ Extremely high effect of isolating plaster against the ceramic. Very thin coating of isolation. The isolating effect stays for a long period of time. No discolouration of the ceramic. Leaves no residues.

■ Alto efecto en separar la cerámica de la escayola. Muy fina película de separador. El efecto del aislamiento detiene por un largo tiempo. Sin decoloración de la cerámica. No deja residuos.

■ Eccellente isolante tra la ceramica e il gesso. Strato isolante molto sottile. Il potere isolante dura per un lungo tempo. Nessun cambiamento del colore della ceramica. Non lascia residui.



Izolační tekutina na keramiku | Isolation for ceramics
Separador de cerámica | Isolante per la ceramica

2 x 20 ml

Art. Nr. 03-1150

AQUA SPACER – VODOU OMYVATELNÝ LAK PRO CELOKERAMICKÉ SYSTÉMY

CAD/CAM SYSTEMS

DBGM

Aqua Spacer - Water-removable Die Spacer for pressable ceramic systems
Aqua Spacer - Barniz para muñones por la técnica de cerámicas prensadas lavable con agua | Aqua Spacer - Vernice per monconi eliminabile con acqua, per sistemi in ceramica integrale

■ **al dente** Aqua – Spacer lze snadno vodou smýt z pahýlu modelu. Celokeramické korunky lze takto v co nejkratší době nasazovat na model. Další výhodou je, že barva keramické korunky není ovlivněna intenzivní barvou jako v případě barevných distančních laků. Kompletní sortiment obsahuje: Aqua Spacer lak, ředitlo, speciální izolaci, vytvrzovač, vosk do kapničkovače, krčkový a modelovací vosk pro celokeramickou techniku. V praktické umělohmotné lahvičce.

■ **al dente** Aqua Spacer can be easily removed from the stump under running water. Thus solid ceramic crowns can be applied in the shortest time. A further advantage is that the self-colour of the ceramic is not affected by intensively coloured Die Spacers. Complete assortment comprises of Aqua Spacer, thinner, special isolating material, hardener, dipping wax, cervical wax and modelling wax for the solid ceramic technique, all in a practical plastic container.

■ **al dente** se elimina facilmente del muñón bajo agua corriente. De esta forma se adaptan coronas de cerámica maciza dentro de poco tiempo. Una ventaja más, es que el color propio de la cerámica no está influido por barnices de distancia con colores intensos. El surtido completo contiene: Aqua-Spacer, diluyente, aislamiento especial, cera de inmersión, cera cervical y cera de modelar por el sistema de cerámicas prensadas en una caja práctica.

■ **al dente** Aqua Spacer si può rimuovere facilmente dal moncone sotto l'acqua corrente. In questo modo si possono adattare in pochissimo tempo le corone in ceramica integrale. Un ulteriore vantaggio è che il colore naturale della ceramica non viene influenzato da vernici spaziatrici che presentano un colore intenso. L'assortimento completo comprende: Aqua-spacer, diluente, isolante speciale, hardener, cera ad immersione, cera cervicale e cera di modellazione per la tecnica della ceramica integrale in un pratico contenitore in plastica.



- Pahýl vytvrdit pomocí „Pro Die – Hardener“
- Seal the stump with Pro-Die Hardener.
- Se sella el muñón con „Pro-Die-Hardener“.
- Sigillare il moncone con "Pro-Die Hardener".



- Pahýl nalakovat. Vrstva cca 15 µ. V případě potřeby nalakovat 2x.
- Paint the stump, approx. 15 µ thickness. If necessary, apply twice.
- Barnizar el muñón. Epesor de capa aprox. 15 µ. Si hace falta: aplicar 2 veces.
- Applicare la vernice sul moncone. Spessore ca. 15 µ. Se necessario, applicare 2 volte.



- Pahýl nechat cca 15 min. schnout a následně naizolovat speciálním izolačním prostředkem.
- Allow the stump to dry for 15 minutes and finally seal with special isolating material.
- El muñón tiene que secar aprox. 15 min. y después se aplica el aislamiento especial.
- Far asciugare il moncone per ca. 15 min. ed



- Pomoci vosku pro celokeramické práce vymodelovat korunku.
- Model the crown with castable ceramic modelling wax.
- Modelación de la corona con cera para la técnica de cerámicas prensadas.
- Modellare la corona con cera da modellazione per ceramica integrale.

Sortiment | Assortment | Surtido | Assortimento

Aqua Spacer | Ředitlo | Izolace | Vytvrzovač | Krčkový vosk, vosk do kapničkovače a modelovací vosk
Aqua Spacer | Thinner | Separating fluid | Hardener | Cervical wax, dipping wax and sculpturing wax
Aqua Spacer | Diluyente | Aislamiento | Endurecedor | Cera cervical, de inmersión y de modelar
Aqua Spacer | Diluente | Solante | Hardener | Cera cervicale, ad immersione e da modellazione **Art. Nr. 03-4100**

Doplňovací sada | Refill packs

Reposiciones | Confezioni di ricarica

Aqua Spacer – 20 ml

Speciální izolace | Separating fluid | Aislamiento especial | Isolante – 20 ml
Ředitlo | Thinner | Diluyente | Diluente – 20 ml

Vytvrzovač | Hardener 2 x 20 ml

„Flexi-Dip“ – vosk do kapničkovače, oranžový | Dipping wax orange
Cera de inmersión naranja | Cera ad immersione arancio – 190 g

„Pro Mod VKS“ – modelovací vosk, šedý | Sculpturing wax grey
Cera de modelar gris | Cera da modellazione – 60 g

„Pro-Mod C“ – krčkový vosk, červený | Cervical wax red
Cera cervical roja | Cera cervicale rosso – 60 g

Art. Nr. 03-4110

Art. Nr. 03-4160

Art. Nr. 03-4170

Art. Nr. 03-2020

Art. Nr. 02-3000

Art. Nr. 02-1310

Art. Nr. 02-1400



- Aqua Spacer pomocí tekoucí vody odstranit. Nasadit korunku na pahýl.
- Wash off Aqua Spacer under running water. Set the crown on the stump.
- Eliminar el Aqua Spacer bajo agua corriente. Adaptar la corona sobre el muñón.
- Rimuovere Aqua Spacer sotto l'acqua corrente. Adattare la corona sul moncone.



- Zhotovené celokeramické korunky bez rušivých barevných vlivů zapříčiněných použitím barevných distančních laků.
- Finished complete ceramic crowns without distortion to the colors that might result from the color intense die spacer varnishes.
- Resultan coronas de cerámica prensada terminadas sin irritaciones de color provocadas de barnices intensos de color.
- Corone finite in ceramica integrale senza gli spievoli influssi cromatici causati dalle vernici per monconi con colori intensi.

PRACOVNÍ KROKY

► Zpřístupnění a vyznačení preparační hranice ► Pro zachycení hranice preparace natřít vytvrzovač pouze nad její hranici ► Nanést Pro-Die nebo Pro-Lux distanční lak cca 1 mm nad hranici preparace ► Pahýl nechat několik minut schnout

Pozor: Pahýl by měl být suchý a bez prachu ► Pahýl nesmí být ošetřen kyanoakryláty ► Světlem tvrdnoucí laky nanášet v co nejtenčí vrstvě

STEPS IN COATING THE STUMP

► Expose limit of area for preparation and mark ► Only apply hardener (O μ) to the area limit for fixing prep. limit. ► Apply Pro-Die or Pro-Lux Spacer approx. 1mm above the preparation limit. ► Allow stump to dry for a few minutes
Attention: Stump must be dust free and dry ► Stump must not have a base of cyano-acrylates ► Apply light curing spacers as thinly as possible

ETAPAS DE TRABAJO PARA EL BARNIZADO DE MUÑONES

► Descubrir el límite de preparación y señalarlo ► Aplicar el hardener (O μ) sobre el límite de preparación sólo, para fijar el límite de preparación ► Aplicar Pro-Die o Pro-Lux Spacer aprox. 1 mm sobre el límite de preparación ► Secar el muñón por unos minutos

Atención: El muñón tiene que estar sin polvo y seco ► No se debe dar la primera capa con cyano-acrílicas al muñón ► Aplicar barnizes fotopolimerizables tan finamente que posible

FASI DI LAVORAZIONE: LACCATURA DEL MONCONE

► Scoprire e tracciare il margine della preparazione ► Stendere l'indurente (Hardener, O μ) solo oltre il margine della preparazione per fissare il margine ► Applicare lo spaziatore Pro-Die o Pro-Lux Spacer ca. 1 mm sopra il margine della preparazione ► Lasciare asciugare il moncone per alcuni minuti

Attenzione: Il moncone non deve avere tracce di polvere e deve essere asciutto ► Il moncone non deve essere ricoperto di cianoacrilato ► Le lacche fotoindurenti vanno stese con pochissimo spessore



PRO-DIE HARDENER VYTURZOVÁČ

► Vytvrzovač Pro-Die Hardener(O μ) se používá k vytvrzení, zapečetění a ochraně sádrových pahýlů. Nevytváří vrstvu na sádře, ale plně se do ní vsakuje.

► Pro-Die Hardener (O μ) for hardening, sealing and protecting of dies and margins. Does not build up. Is completely absorbed into the plaster.

► Pro-Die Hardener (O μ) para el endurecimiento, sellado y protección de muñones sin formación de capas o películas. Penetra completamente en la superficie de la escayola.

► Pro-Die Hardener (O μ) per indurire, sigillare e proteggere i monconi in gesso. Non aumenta di volume. Penetra completamente nel gesso.



Pro-Die Hardener 2 x 20ml

transpa (O μ) Art. Nr. 03-2020
Thinner 2 x 20 ml Art. Nr. 03-2190

PRO-DIE SPACER DISTANČNÍ LAK

► Pro-Die je nově využitý distanční lak na pahýly pro práce v zubní technice s vysokými požadavky. Pro-Die distanční lak se vyznačuje:

- Rychlým schnutím
- Vysokou konečnou tvrdostí
- Odolností proti páře
- Vysokou krycí schopností

► Pro-Die Spacer, the Die Spacers, which were developed specifically for the requirements of dental technology. Pro-Die Spacers are distinguished by:

- Fast drying times
- High final hardness
- Resistance to evaporation
- High coverage ability

► Pro-Die Spacer, barnizes para muñones revelados especialmente por las exigencias particulares de la protésica dental. Los Pro-Die Spacer se distinguen por:

- Corto tiempo de secar
- Alta dureza final
- Resistencia frente al chorreado por vapor
- Cobertura alta

► Pro-Die Spacer, le vernici per monconi, sviluppate appositamente per le esigenze dell'odontotecnica.

- Pro-Die Spacer si contraddistinguono per:
- Rapida essicazione
- Elevata durezza finale
- Resistenza all'evaporazione
- Elevata capacità di copertura



Pro-Die Spacer distanční lak 2 x 20ml

transparentní transpa (3 μ)	Art. Nr. 03-2000
červený red rojo-transparente rosso-trasparente (7 μ)	Art. Nr. 03-2040
modrý-opákní blue-opaque azul opaco blu-opaco (7 μ)	Art. Nr. 03-2060
béžový-opákní beige-opaque beige opaco bigio-opaco (7 μ)	Art. Nr. 03-2070
stříbrný-opákní silver-opaque plata opaca argento opaco (12 μ)	Art. Nr. 03-2090
zlatý-opákní gold-opaque oro opaco ora opaco (12 μ)	Art. Nr. 03-2100
Ředidlo Thinner Diluyente Diluente 2 x 20ml	Art. Nr. 03-2190

CHAMEO DIE SPACER DISTANČNÍ LAK

■ Viděli jste už něco takového? Lak na pahýly, který ukáže, kdy je vhodný čas pokračovat v další práci s pahýlem. Chameo Die Spacer mění svoji barvu při vysychání z červené na fialovou.

■ Have you ever seen anything like it? A Die Spacer which shows you when work can be resumed on dies. Chameo, the new Die Spacer from **al dente**, changes colour from red to violet during drying.



■ ¿Ha visto Ud. algo como esto? Se trata de un barniz para muñones que indica cuando se pueda tratar el muñón. El Chameo Die Spacer cambia su color durante el secado desde rojo a violeta.

■ Ha mai visto qualcosa di simile? Una vernice per monconi che le indica quando la si può nuovamente lavorare. Chameo Die Spacer, la nuova vernice per monconi di **al dente** muta colore durante la fase di asciugatura, da rosso a viola.



Stačí jeden pohled | One look is enough
Una mirada es ya suficiente
Basta un'occhiata:



Červená: stop – není ještě suchý!
Red: Stop – not dry yet!



Fialová: O.K. – suchý.
Violet: O.K. – dry.
You can continue work.
Violeta: O.K. – seco.
Se puede continuar con el trabajo.
Viola: O.K. – asciutto.
Può continuare il lavoro.

Chameo Die Spacer distanční lak 2 x 20ml

červený • violet (7μ) | red • purple (7μ)
rojo • violeta (7μ) | rossa • viola (7μ)

Ředitlo | Thinner | Diluyente | Diluente 2 x 20ml

Art. Nr. 03-1980

Art. Nr. 03-2190

PRO-LUX SVĚTLEM TVRDNOUcí LAK NA PAHÝLY



■ Je světlem tvrdnoucí **al dente** lak na pahýly s vlastnostmi, které Vás přesvědčí:

► Pro-Lux tvrdne během cca 90 sec. pod běžnými UV lampami s barvou světla 78 nebo pod stroboskopickými lampami ► Pro-Lux je po vytvrzení tvrdý jako sklo, avšak není tak křehký ► Odolá veškerým zásahům párové čističky. ► Pro-Lux je také vhodný pro vytvrzení modelové báze pod můstkovými mezičleny. Vrstvená keramika potom již nepraská, naopak nechá se velmi lehce uvolnit z modelu.

Pro-Lux light curing Die Spacer
Pro-Lux barniz fotopolímerizable
Pro-Lux vernice fotopolimerizzabile per monconi



■ Pro-Lux light curing Die Spacer, the new light curing Die Spacer by **al dente** with qualities which convince:
► Pro-Lux hardens within about 90 seconds under all current light hardening apparatus (Light colour 78). ► Pro-Lux hardens glass-hard but not brittle. ► Pro-Lux is resistant to all steam jets. ► Pro-Lux is also eminently suitable for sealing the model base under a bridge part. The layered ceramic no longer breaks when lifted but can be easily taken from the model.

■ Pro-Lux, el barniz fotopolímerizable de **al dente** con propiedades convincentes:

► Pro-Lux se endurece dentro de aprox. 90 segundos bajo todos aparatos fotopolímerizables corrientes (color de luz 78). ► Pro-Lux está endurecido "duro como cristal" pero no está quebradizo. ► Pro-Lux resiste frente a cada vaporizador. ► Pro-Lux es también ideal para sellar la base del modelo abajo de una parte de un puente. La cerámica en capas no quiebra, pero se puede quitar la facilmente del modelo.



■ Pro-Lux, la nuova vernice fotopolimerizzabile per monconi di **al dente** con caratteristiche assolutamente convincenti:

► Pro-Lux indurisce in circa 90 secondi sotto qualsiasi apparecchio fotopolimerizzante oggi in uso (colore della luce 78). ► Pro-Lux allorché indurito risulta "duro come il vetro" e non si screpolà. ► Pro-Lux funziona senza solvente. ► Pro-Lux si presta in maniera ideale anche per sigillare la base del modello sotto un elemento intermedio. La ceramica stratificata non si rompe più al momento del distacco, ma si lascia distaccare facilmente dal modello.

Pro-Lux Spacer světlem tvrdnoucí lak na pahýly 20ml

transparentní | transparent (10μ)
červený | red | rojo | rosso transparent (10μ)
modrý/opákní | blue-opaque | azul opaco | blu-opaco (10μ)

Art. Nr. 03-2200
Art. Nr. 03-2210
Art. Nr. 03-2220

PRO SEAL VOSKOVÉ PEČETIDLO

Pro Seal wax sealing | Pro Seal Sellador de cera
Sigillante per cera Pro Seal



■ Voskové pečetidlo Pro Seal se nanáší na voskovou modelaci před zatmelením (doba vyschnutí cca 5 min.). Díky náčtu vrstvy cca 5 μ tohoto speciálního pečetidla se zarovnají nerovnosti a škrábance na voskové modelaci. Kontaktní body mohou být přesně naneseny. Dojde k zahlazení voskové modelace. Výsledný odlitek je homogenní a čas pro jeho vypracování se zkrátí.

■ Pro Seal wax sealing is applied to the modelling before embedding (drying time about 5 minutes). By the application (thickness approx. 5 μ) of Pro-Seal, small scratches and unevennesses are levelled out. Contact points can be targeted in applying. The modelling is polished. The upper surface is homogeneous after casting, thus reducing work time.

■ El sellador Pro Seal se aplica a la superficie oclusal de la modelación antes del revestimiento (tiempo para secar aprox. 5 minutos). Por la aplicación (capa de aprox. 5 μ) de este sellador especial se aplana pequeños rasguños y desniveles. Puntos de contacto pueden ser aplicados exactamente. Se produce un alisado de la modelación. La superficie después de fundir está más homogéneo y así se reduce el tiempo de elaboración.

■ Il Sigillante per cera Pro Seal si stende sulla modellazione prima della messa in rivestimento (tempo di asciugatura ca 5 min.). Con Pro-Seal (spessore ca. 5 μ) è possibile livellare eventuali piccoli graffi e irregolarità della superficie. I punti di contatto possono essere applicati in maniera mirata. La modellazione risulta liscia. La superficie appare più omogenea dopo la fusione e si riduce di conseguenza il tempo di rifinitura.



Pro Seal Voskové pečetidlo 20ml

Lahvička se štětečkem | Brush bottle | Frasco con pincel | Flacone con pennello
Ředitlo | Thinner | Diluyente | Diluente

Art. Nr. 03-2300
Art. Nr. 03-2310

Sada Pro Seal Voskové pečetidlo 2 x 20ml

Pečetidlo + ředitlo | Wax sealer + thinner
Sellador de cera + diluyente | Set Sigillante + diluente

Art. Nr. 03-2320

KOLOIDNÍ GRAFIT

Colloidal graphite | Grafito colloidàl | Grafite colloidale

■ Tenká vrstva grafitu na matrici nebo patřici zásuvného spoje přesně ukáže rušivá místa a ulehčí tak výsledné nasazení.

■ A thin layer on the mould or matrix of an attachment part allows one to identify the position of irregularities, thus simplifying adjustments.

■ Con una capa fina sobre la patriz o la matriz de un atache se puede reconocer exactamente irregularidades de ajuste y de esta forma se facilita la adaptación.

■ Uno strato sottile sulla patrice o sulla matrice di un attacco permette di individuare in modo mirato le interferenze e facilita l'inserimento dell'attacco.

Lahvička se štětečkem | Brush bottle | Frasco con pincel | Flacone con pennello 20 ml Art. Nr. 03-1300
Ředitlo | Thinner | Diluyente | Diluente 20 ml Art. Nr. 03-1310



CONTACT MARKER



■ Tekutý, 3μ tenkou vrstvu tvorící vyznačovač kontaktních bodů pro označování rušivých míst u korunek, inlejí a dílů zásuvných spojů. Vyznačovač dobře drží na všech materiálech, jako je kov, sádra a umělé hmoty. Spolehlivě kryje již po prvním nátěru a lehce se nechá smýt vodou.

■ Fluid, thinly flowing pigment (3μ) for marked identification of flaws in crowns, inlays and rubbing points. Contact Marker marks all materials, such as metal, plaster and plastics. Contact Marker covers dependably with only one application and can easily be washed off again with water. Contact Marker is available in 3 colours.

■ Se trata de un pigmento muy líquido (3μ) para observar exactamente irregularidades de ajuste referente a coronas, inlays y attaches. El Contact Marker queda en todos materiales como metal, escayola y materiales artificiales. El cubre seguramente con una aplicación sóla y puede ser eliminado fácilmente con agua. El Contact Marker es disponible en 3 colores.

■ Pigmento liquido e fluido (3μ) per un'esatto riconoscimento di punti di contatto di corone, Inlays e attacchi. Contact Marker aderisce a tutti i materiali, quali ad esempio: metallo, gesso e resine. Contact Marker copre con una sola applicazione e può essere facilmente lavato con acqua. Contact Marker è disponibile in 3 colori.



Contact Marker 2 x 20ml

modrý | blue | azul | blu (3μ)
bílý | white | blanco | bianco (3μ)
červený | red | roja | rosso (3μ)

Ředitlo | Thinner | Diluyente | Diluente 2 x 20ml

Art. Nr. 03-1200
Art. Nr. 03-1205
Art. Nr. 03-1210
Art. Nr. 03-1220

OKLUZNÍ SPREJ

Occlusal spray | Spray de oclusión | Occlusionsspray

■ Okluzní sprej **al dente** umožní velmi rychle nalézt artikulační překážky.
► Úsporná spotřeba ► Tryska pro extra jemné rozprašování ► Snadno odstraňitelný vodou ► Výrazná krycí vrstva ► Ekologický ► nehořlavý

■ By using the occlusal spray by **al dente** trouble spots can be quickly found.
► Economical use ► Second nozzle for an extra fine spray ► easily removable with water ► exact distinction of trouble spots ► The gas propellant is environmentally safe and contains no fluorocarbons ► nonflammable

■ Con el spray de oclusión de **al dente** se encuentra rápidamente puntos de perturbación.
► Aplicación económica ► 2. boquilla por un flujo fino del líquido ► se elimina fácilmente con agua ► muy distintivo en reconocer puntos de perturbación
► no afecta al medio ambiente por gas carburante sin CFC ► no inflamable

■ L' occlusionsspray di **al dente** ci permette di trovare velocemente i precontatti.
► economico nel uso ► secondo ugello per un spruzzo finissimo ► molto facile da eliminare con l'acqua ► alta selettività ► ecologico attraverso carburante gassoso senza FCKW ► non infiammabile



Okluzní sprej | Occlusal spray Spray de oclusión | Occlusionsspray

zelený | green | verde | verde – 75 ml
bílý | white | blanco | bianco – 75 ml
červený | red | roja | rosso – 75 ml

Art. Nr. 03-1230
Art. Nr. 03-1240
Art. Nr. 03-1245

ISO-PRO IZOLACE SÁDRY PROTI VOSKU

Iso-Pro separating fluid | Iso-Pro aislamiento escayola-cera
Iso-Pro isolante gesso-cera



ISO-PRO
Izolace sádry proti vosku
Separating Fluid
Aislamiento escayola-cera
Isolante gesso-cera

2 x 30 ml Art. Nr. 03-1100

ISO-PRO
doplňovací láhev
Refill bottle
Envase de relleno
Confezioni di ricarica

250 ml Art. Nr. 03-1110



■ Iso-Pro se plně vsakuje do povrchu sádry a tudíž nezanechává žádný nežádoucí film. Iso-Pro se vyznačuje velmi dobrou izolační schopností při aplikaci již jednoho náteru. Izolace Iso-Pro je bez alkoholu, je ředitelná vodou a má tudíž neutrální chování vůči modelovacím voskům a zatmelovacím hmotám. Iso-Pro je k dostání také ve výhodné 250 ml doplňovací láhví.

■ Iso-Pro soaks completely into the plaster upper surface and thus does not deposit any interfering film. Iso-Pro is characterised by its extremely good isolation effect with only one application. Iso-Pro has no alcohol content and is water soluble, so is neutral in relation to sculpturing wax and investment material. Iso-Pro is also obtainable in the convenient 250ml refill bottle.

■ Iso-Pro absorbe completamente en la superficie de la escayola y no forma ninguna película estorbada. Iso-Pro sobre-sale por su efecto aislante óptimo en utilizandolo solamente una vez. Iso-Pro es sin alcohol y soluble en agua y por eso es completamente neutral referente a ceras de modelar y revestimientos. Iso-Pro es también disponible en un envase de relleno ventajoso de 250 ml.

■ Iso-Pro penetra completamente nella superficie del gesso senza accrescere il volume di uno strato di fastidiosa pellicola. Iso-Pro si contraddistingue per l'ottimo effetto isolante dopo una sola applicazione. Iso-Pro è privo di alcool ed è solubile nell'acqua, per cui si comporta in maniera del tutto neutra nei confronti di cere da modellazione e masse di rivestimento. Iso-Pro è disponibile anche nella conveniente bottiglietta ricaricabile da 250ml.

DEBUBBLIZER-PRO

Odstraňovač povrchového pnutí | Debubblizer
Liberador de tensiones de cera | Tensioattivo per cera

■ Odstraňovač povrchového pnutí pro voskové objekty a silikonové otisky. Zajišťuje dobré zesítění mezi voskem a zatmelovací hmotou nebo mezi otiskovacím materiálem a sádrovým modelem. Sádrové modely a odlitky jsou znatelně hladší a bez porozity.

■ Upper surface release of wax objects and silicon impressions. Good moistening between wax and investments or between impression material and plaster model is assured. Castings and plaster models become noticeably smoother and more bubble-free.

■ Eliminar tensiones superficiales de objetos de cera y de impresiones de silicona. Garantizando una repartición buena entre cera y revestimiento o entre materiales de impresión y el modelo de escayola. Mejora colados y las superficies de los modelos de escayola resultan más lisas y sin burbujas.

■ Distensione della superficie di modellazioni in cera e impronte in silicone. Garantisce un buon umettamento tra la cera e il rivestimento o tra il materiale d'impronta e il modello in gesso. Le superfici delle fusioni e dei modelli in gesso risultano notevolmente più lisce e senza bolle.



Rozprašovač
Pump atomizer
Botella en spray
Bombola spray

100 ml Art. Nr. 03-2410

Doplňovací láhev
Refill bottle
Envase de relleno
Bottiglia per ricarica

1000 ml Art. Nr. 03-2400

UTEŘINOVÉ LEPIDLO S PATENTOVÝM UZÁVĚREM

Instant adhesive with patented cap

Pegamento instantáneo con tapón patentado

Adesivo "al secondo" con chiusura brevettata



■ Kdo toto nezná? Vteřinové lepidlo **al dente** lze pokaždé znova jistě otevřít a zavřít. Takto lze spotřebovat lepidlo až do poslední kapičky. Vteřinové lepidlo **al dente** je k dostání ve dvou konzistenčích.

Universální – použití: lepení pinů, sádry, umělých hmot.

Řídce tekoucí, kapilární – použití: pečetění, vytváření, lepení.

■ Who is not familiar with this? Nozzle blocked! With **al dente** instant adhesive this belongs in the past. The patented turnlock cap prevents conglutination of the nozzle reliably. **al dente** instant adhesive can always be re-opened and closed securely. The adhesive can thus also be used to the last drop. **al dente** instant adhesive is available in two consistencies.

Universal – Application: gluing of pins, plaster, plastics

Capillary thin-flowing – Application: sealing, hardening, gluing

■ ¿Quien no conoce este problema? ¡El tapón está pegado! Pero con el pegamento instantáneo de **al dente** este problema existe sólo en el pasado. El tapón patentado impide seguramente el pegamiento de la boquilla. Se puede abrir y cerrar el pegamento instantáneo de **al dente** siempre de nuevo. De esta manera se acaba el pegamento hasta la última gota. El pegamento instantáneo de **al dente** es disponible en dos consistencias.

Empleo universal: para el pegamiento de pins, escayola, materiales sintéticos.

Empleo capilar fluido: para sellar, endurecer, pegar.

■ A chi non è successo? Il beccuccio incollato! Con l'adesivo "al secondo" di **al dente** ciò fa parte del passato. La chiusura brevettata "a vite" evita in assoluto l'incollarsi del beccuccio. L'adesivo, pertanto, può essere usato fino all'ultima goccia. L'adesivo "al secondo" di **al dente** è disponibile in 2 differenti tipi di consistenza.

Impiego universale: incollatura di pins, gesso, resine

Impiego capillare: sigillatura, indurimento, incollatura

Vteřinové lepidlo
Instant adhesive
Pegamento instantáneo
Adesivo "al secondo"

Universal 20ml
Kapillar 20ml

Art. Nr. 03-1000
Art. Nr. 03-1020



UTEŘINOVÉ LEPIDLO - RATIONAL

Instant adhesive - rational | Pegamento - racional
Cianoacrilato - rational



■ Cenově výhodné vteřinové lepidlo s vysokým lepícím účinkem pro všechny materiály zpracovávané v zubní laboratoři.

■ Economical instant adhesive with excellent adhesive power for all materials used in the lab.

■ Pegamento instantáneo ventajoso con una gran fuerza adherente sobre todos materiales utilizados en un laboratorio.

■ Cianoacrilato economico; straordinaria aderenza su tutti i materiali usati in laboratorio.

3 x 10ml
10 x 10ml

Art. Nr. 03-1080
Art. Nr. 03-1090

SVĚTLEM POLYMERUJÍCÍ BAZÁLNÍ DESKY PRO ZHOTOVENÍ INDIVIDUÁLNÍCH OTISKOVACÍCH LŽIC

Light-curing tray material

Material fotopolimerizable

Placche fotopolimerizzabili per cucchiai

■ Světlem tvrdnoucí materiál pro zhotovení individuálních lžic s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi. Díky stálosti kompozitního materiálu jsou bazální destičky snadno přizpůsobivé na model. Materiál je mimořádně rozměrově stabilní a nepraskavý. Předem zhotovené bazální destičky pro horní patro v barvě růžové nebo transparentní.

■ Light-curing tray material with excellent physical properties. Easy to adapt on the model through lead-inert behaviour of the composite material. Highly shape retentive and break-resistant. Pre-prepared upper jaw plates in the colours pink or transparent.



■ Resina fotopolimerizable con propiedades físicas exigentes. Fácil de adaptar sobre el modelo por la estructura inerte del composite. Muy estable en su dimensión y no quebradizo. Planchas confeccionadas del superior en los colores rosa o transparente.

■ Materiale per cucchiai fotopolimerizable dalle eccellenti proprietà fisiche. Facile da adattare al modello grazie al comportamento del materiale composito. Estremamente stabile nelle sue dimensioni e resistente alla rottura. Placche preformate per superiori nei colori rosa o trasparente.

Technické údaje

Tloušťka cca 2,2 mm
Pevnost v ohýbu 85 N/mm²
Modul elasticity 5000 N/mm²
Tvrďost podle Rockwella 96 HRL

Datos técnicos

Epesor de las planchas ca. 2,2 mm
Resistencia a la flexión 85 N/mm²
Módulo de elasticidad 5000 N/mm²
Dureza Rockwell 96 HRL

Technical Data

Plate thickness approx. 2,2 mm
Flexibility 85 N/mm²
Elasticity module 5000 N/mm²
Rockwell hardness 96 HRL

Dati tecnici

Spessore della placca ca. 2,2 mm
Resistenza alla flessione 85 N/mm²
Modulo di elasticità 5000 N/mm²
Durezza Rockwell 96 HRL

Box

50 destiček růžových | 50 trays pink | 50 planchas rosa | 50 placche rosa
50 destiček transparentních | 50 trays transp. | 50 planchas transp. | 50 placche trasp.

Art. Nr. 03-3035

Art. Nr. 03-3045

BLOCKOUT VÝKRYVACÍ MATERIÁL

■ Světlem tvrdnoucí výkryvací materiál. Velmi dobrá modelovatelnost a přilnavost. **al dente** Blockout lze polymerovat v každém běžném přístroji pro světelnou polymeraci. Po vytvrzení se **al dente** Blockout nelámá a je dobře opracovatelný.

■ Light-curing material with very good modelling and adhering properties. **al dente** Blockout can be polymerised with any UV-Curing Light in common usage. After hardening **al dente** Blockout is edge-stable and can be subsequently worked on.

■ Material de bloqueo fotopolimerizable con propiedades óptimas para modelar y adhesión. El Blockout de **al dente** puede ser endurecido con cada aparato de luz fotopolimerizable corriente. Despues del endurecimiento el Blockout de **al dente** está estable en los bordes y puede ser repasado.

■ Materiale di riempimento fotopolimerizzante con ottime caratteristiche di modellazione e adesione. Blockout **al dente** può essere polimerizzato con qualsiasi fotopolimerizzatore oggi in commercio. Dopo l'indurimento, Blockout **al dente** mantiene la stabilità dei bordi ed è pronto per la rifinitura.




4g

modrý | blue | azul | blu Art. Nr. 03-3200

PILKA

Bow saw | Segueta | Seghetto



Pilka s listy | Bow saw with saw blade

Segueta incl. hoja de aserrado | Seghetto con lama
Listy do pilky | Saw blades | Hojas de aserrado | Lame per seghetto
0,20 x 3,0 mm | 12 pcs
0,25 x 3,0 mm | 12 pcs

Art. Nr. 09-1050

Art. Nr. 09-1060

Art. Nr. 09-1070

SEPARAČNÍ DISKY

Separation Discs | Discos separadores | Dischi separatori

- Oblast použití: keramika, ušlechtilé slitiny a skelety.



- Disk pro velmi jemné separační práce
- Separation disc for very fine separation procedures
- Discos separadores para trabajos finos de separación
- Disco separatore per lavori molto sottili di separazione

ø 22 x 0,2mm

100 pcs


Art. Nr. 05-1000

ø 22 x 0,3mm

100 pcs

Art. Nr. 05-1005

- Area of application ceramic, quality metal and model casting.



- Disk pro chróm-kobaltové slitiny
- Separation disc for chrome cobalt
- Discos separadores para cromo cobalto
- Disco separatore per cromo-cobalto

ø 22 x 0,6mm

100 pcs

Art. Nr. 05-1010

- Empleo: cerámica, metales preciosos, y esqueléticos



- Disk pro odřezávání licích kanálků u skeletů a konstrukcí z neušlechtělých slitin
- Grinding disc for grinding casting channels in model casting and NEM frames

ø 22 x 3mm

100 pcs

Art. Nr. 05-1020

- Campo di applicazione: ceramica, leghe preziose e scheletrica.

- Discos abrasivos para rectificar las barras de colado de esqueléticos y de sistemas no preciosos
- Disco per troncare, per tagliare i canali di colata degli scheletrati e delle strutture metalliche in lega vile

ø 22 x 3mm

100 pcs

Art. Nr. 05-1020

- Disk pro odřezávání licích kanálků u skeletů a konstrukcí z neušlechtělých slitin.
- Grinding disc for grinding casting channels in model casting and NEM frames

ø 35 x 3mm

50 pcs

Art. Nr. 05-1030

- Discos abrasivos para rectificar las barras de colado de esqueléticos y de sistemas no preciosos

- Disco per troncare, per tagliare i canali di colata degli scheletrati e delle strutture metalliche in lega vile

- Disk pro chróm-kobaltové slitiny a slitiny z neušlechtělých kovů zesílený skleněnými vlákny. Velice odolný. Nízká abraze.

- Separation disc for chrome cobalt and NEM alloys with glass fibre reinforcement. Very long life and very abrasive.

- Discos separadores reforzados por fibra de vidrio para aleaciones de cromo cobalto y no preciosos. Longevidad con gran capacidad erosiva.

- Disco separatore per cromo-cobalto e leghe vili, con rinforzo in fibra di vetro. Alta capacità abrasiva e lunga durata.

ø 40 x 1mm


25 pcs

Art. Nr. 05-1040

FLEXIFORM

Silikonové formy pro časově úsporné zhodovení anatomické modelace okluzálních plošek zubů

Silicon moulds for a timesaving creation of functional occlusals




■ Formu naplnit voskem, před ztuhnutím nasadit na pilíř, zastravit artikulátor, nechat vosk vytvrdit, formu sejmout. Tímto je žívýcí ploška zhodovena. Časová úspora minimálně 5 min. Pomocí formiček Flexiform mohou být zhodovány okluzální plošky také z keramické hmoty nebo pryskyřice.

■ Flexiform is filled with modelling wax. As soon as it begins to gel place the Flexiform mould on the stump. Close the articulator and let the wax cool down. Remove the Flexiform, the occlusal is ready. Time saving minimum 5 minutes.
With Flexiform it is also possible to create occlusals in ceramic and in acrylic.

Moldes de silicona para modelar superficies masticatorias dentro de poco tiempo

Preformati in silicone per la modellazione rapida di superfici occlusali funzionali



■ Rellene el Flexiform con cera. Antes de que la cera empiece a enfriarse, colocar el Flexiform sobre el muñón, cerrar el articulador, dejar la cera soldificar y quitar el Flexiform. La superficie masticatoria está lista. Ahorro de tiempo: 5 minutos por mínimo.
Con el Flexiform se puede también producir superficies oclusales de materiales sintéticos o de cerámica.

■ Riempire il Flexiform con la cera. Prima che la cera raffreddi completamente posizionare il Flexiform sul moncone; chiudere l'articolatore, lasciare indurire la cera, togliere il Flexiform. La superficie occlusale è già pronta. Risparmio di tempo: almeno 5 minuti. Con Flexiform è anche possibile eseguire superfici oclusali in resina o in ceramica.

04-1017	04-1016	04-1015	04-1014	04-1024	04-1025	04-1026	04-1027
04-1047	04-1046	04-1045	04-1044	04-1034	04-1035	04-1036	04-1037

Díly zobrazeny zvětšeně | Parts are shown larger than actual size | Todos fotos ampliadas | I pezzi sono riportati ingranditi

Sortiment | Assortment | Surtido | Assortimento


Sortiment 16 forem | Assortment 16 pieces
Surtido de 16 formas | Assortimento 16 preformes oppure

Art. Nr. 04-1000

nebo jako jednotlivé formy | or single form
o en formas singulas | e singoli

ZÁSUVNÉ SPOJE | ATTACHMENTS ATTACHES | ATTACCI

Rod-Attachment | Atache de barras rígido Attacco extracoronale rigido



- Patrici přivískovat k voskové modelaci.
- Attaching the patrici.
- Conectar las patices con la modelación por medio de cera.
- Cerare le patrici alla modellazione.



- Matrice na vypracované konstrukci.
- Attaching the Matrix. Modell ready blocked out for Duplication.
- Matriz sobre la estructura elaborada. Bloqueada y lista para duplicar.
- Matrice sulla struttura rifinita. Dopo aver eliminato i sottosquadri, il lavoro è pronto per la duplicazione.

■ Tuhý extrakoronální zásuvný spoj. Tyčinka s patricí je z bezzbytku spalitelného plastu. Matice je zhotovena z elastické a přesné hmoty s vysokou stálostí. Matrici lze vyměňovat.

■ The vertical Rod-Attachment Kit consists of plastic burn out male patterns with an extension used as a paralleling mandrel, plastic riders and seating tool. The plastic rider helps absorb some of the occlusal force, offers better frictional retention than metal-to-metal systems, and is replacing with a quick and simple procedure requiring no soldering.

■ Atache rigido extracoronario. La barra de la patriz consiste de un material sintético que se quema sin dejar residuos. La matriz consiste de un material sintético de alta precisión y permanentemente elástico. La matriz es intercambiable.

■ Attacco extracoronale rigido. Patrice in resina calcinabile, matrice in resina altamente elastica, estremamente precisa. La matrice è intercambiabile.



- Vymodelovaný skelet z vosku.
- Modelated frame work.
- Esquelético modelado.
- Lo scheletrato modellato.



- Vypracovaný a nasazený skelet.
- Frame work finished and adapted.
- Esquelético elaborado y adaptado.
- Scheletrato rifinito ed adattato.



- Pomocí vtlačovací tyčinky se vtlačí matrice do prostoru pro matrici.
- Place the Matrix into the polished work by using the insert tool.
- Con el lápiz de introducción se inserta la matriz en la caja.
- Con il perno d'applicazione la matrice viene inserita nell'involucro della matrice.



- Vtlačená matrice z bazálního pohledu.
- Inserted matrix from basal.
- Matriz insertada desde basál.
- Matrice inserita vista dalla basale.

Rod Attachment Sortiment | Assortment | Surtido | Assortimento

7 patrici + 7 matrici + 1 vtlačovací tyčinka
7 patriss + 7 matrix + 1 insert tool
7 patrices + 7 matrices + 1 lápiz de introducción
7 patrici + 7 matrice + 1 perno d'applicazione

Art. Nr. 08-0001

Doplňovací balení | Refill packs Reposiciones | Cenfezioni di ricarica

Patrice | Patrix | Patriz | Patrici Rod Attachment (6 pcs)
Patrice | Patrix | Patriz | Patrici Rod Attachment (55 pcs)

Art. Nr. 08-0003
Art. Nr. 08-0008

Matrice | Matrix | Matriz | Matrice Rod Attachment (6 pcs)
Matrice | Matrix | Matriz | Matrice Rod Attachment (55 pcs)

Art. Nr. 08-0005
Art. Nr. 08-0009


Matrice černá | Matrix black Matriz negra | Matrice nero

Silná fricce | increased friction | fricción fuerte | frizione maggiore (6 pcs)

Art. Nr. 08-0006

ZÁSUVNÉ SPOJE KULÍČKOVÉ HORIZONTÁLNÍ Ø 2,5 mm + 1,8 mm

Ball anchor systems Ø 2,5 mm + 1,8 mm
Anclaje esférico horizontal Ø 2,5 mm + 1,8 mm
Attacco a sfera Ø 2,5 mm + 1,8 mm



- Patrici přivískovat k voskové modelaci.
- Attaching the patric to the modellation.
- Conectar la patriz con la modelación por medio de cera.
- Cerare la patrice alla modellazione.



- Vypracované korunky s patrici.
- Completed crowns with counter-die.
- Corona elaborada con patriz.
- Corone rifinite con patrice.

■ **al dente** systémy kulíčkových zásuvných spojů jsou cenově dostupné a snadno zpracovatelné retenční prvky. Patrice jsou z bezezbytku spalitelné pryskyřice a tudíž použitelné pro všechny druhy slitin. Matrice jsou z elastickej hmoty s dlouhou životností, snadno měnitelné, k dostání ve čtyřech různých frikčních sílách.

■ **al dente** ball anchor systems are inexpensive and easily to process attachments. The male is made of fully combustible plastic and can be used with all dental alloys. The female is made of permanent elastic plastic and reversible. The females are available in 4 different degrees of friction.

■ Los sistemas de anclajes esféricos de **al dente** son elementos de agarre ventajosos y fáciles en su elaboración. Al ser las patrices de un material sintético que se quema sin dejar residuos, son utilizables con cualquier aleación. Las matrices consisten de un material sintético permanentemente elástico, son intercambiables y disponibles en 4 diferentes grados de retención.

■ I sistemi di attacchi a sfera **al dente** sono economici e di facile uso. Le patrici sono in resina calcinabile, per cui si possono fondere con qualsiasi lega. Le matrici sono in resina elastica di precisione, intercambiabili e disponibili con 4 diversi gradi di ritenzione.



- Připravený vyblokováný model pro dublování včetně nasazené matrice.
- The model with attached matrix, blocked out, ready for duplication.
- Modelo bloqueado con la matriz adaptada – listo para duplicar.
- Dopo aver eliminato i sottosquadri, il modello con la matrice applicata è pronto per la duplicazione.



- Dokončená modelace skeletu.
- Waxed-up framework.
- Esquelético terminado.
- Scheletrato a modellazione terminata.



- Vypracovaný a nasazený.
- Frame work finished and adapted.
- Esquelético elaborado y adaptado.
- Scheletrato finito, assemblato sul modello.



- Pomocí vtlačovací tyčinky se matrice vtlačí do prostoru pro matrici.
- Place the Matrix into the polished work by using the insert tool.
- Con el lápiz de introducción se inserta la matriz en la caja.
- Inserire da cappetta con l'apposito inseritore.

Sortiment | Assortment | Surtido | Assortimento

4 kulíčkových horizontálních spojů norm. 2,5 mm | 4 ball anchor horizontal normal 2,5 mm
 4 anclajes esféricos completos norm. 2,5 mm | 4 ancoraggi orizzont. compl. norm. 2,5 mm **Art. Nr. 08-0010**

4 kulíčkových horizontálních spojů micro 1,8 mm | 4 ball anchor horizontal micro 1,8 mm
 4 anclajes esféricos completos micro 1,8 mm | 4 ancoraggi orizzont. compl. micro 1,8 mm **Art. Nr. 08-0040**

KULIČKOVÝ ZÁSUVNÝ SPOJ Ball Anchor | Anclajes | Attacco

ø 2,5 mm horizontální normální | esféricos | a sfera

	Třemen zaoblený Castable bar, bevelled Barre angolare	2 pcs	Art. Nr. 08-0012
	Třemen rovný Castable bar, straight Barra dritta	2 pcs	Art. Nr. 08-0014
	Kuličkový spoj horizontální jednotlivě Singles Singole	4 pcs	Art. Nr. 08-0016
	Pouzdro matrice Castable Housing Contenitori calcinabili	2 pcs	Art. Nr. 08-0017
	Matrice kuličkového spoje růžová (měkká) Pink caps (soft retention) Cappette rosa (rit. soft)	6 pcs	Art. Nr. 08-0018
	Matrice kuličkového spoje žlutá (střední) Yellow caps (medium retention) Cappette gialle (rit. medium)	6 pcs	Art. Nr. 08-0020
	Matrice kuličkového spoje bílá (standardní) White caps (standard retention) Cappette bianche (rit. standard)	6 pcs	Art. Nr. 08-0022
	Matrice kuličkového spoje normální, zelená (tvrdá) Green caps (resilient) Cappette verde (elastiche)	6 pcs	Art. Nr. 08-0024
	Inox – pouzdro pro pryskyřici Stainless steel housings, for resin Contenitori accio Inox, per resina	2 pcs	Art. Nr. 08-0026
	Přenášecí pin Analogue pivots for stone cast Perni analoghi	2 pcs	Art. Nr. 08-0028
	Pracovní (dublovací) matrice Working caps (black) normal – only for laboratory use Cappette nero da laboratorio	6 pcs	Art. Nr. 08-0030
	Umíšťovací kroužek Positioning ring Posizionatori	2 pcs	Art. Nr. 08-0031
	Výstružník pro matrice Reamer for regulating caps Regolatore di tenuta cappette	1 pc	Art. Nr. 08-0032
	Paralelní držák Key for parallelometer Chiave per parallelometro	1 pc	Art. Nr. 08-0034
	Horiz., normal + micro: Vtláčovací tyčinka pro matrice Tool for inserting caps Inseritore di capette	1 pc	Art. Nr. 08-0092
	Resilientní vymezovač místa kuličkového třmenového spoje Aluminium spacers for BA – horizontal bar Dischetti in alluminio	10 pcs	Art. Nr. 08-0036
	Vymezovač místa jednotlivě Aluminium disks for Ball-Anchor "single-type" Dischetti in alluminio per singole	30 pcs	Art. Nr. 08-0038

ø 1,8mm horizontální mikro | horizontal micro | horizontal micro | a sfera micro

	Třemen zaoblený Castable bar, bevelled Barre angolare	2 pcs	Art. Nr. 08-0042
	Třemen rovný Castable bar, straight Barra dritta	2 pcs	Art. Nr. 08-0044
	Patrice jednotlivě Singles Singole	4 pcs	Art. Nr. 08-0046
	Pouzdro matrice Castable Housing Contenitori calcinabili	2 pcs	Art. Nr. 08-0047
	Matrice kuličkového spoje růžová (měkká) Pink caps (soft retention) Cappette rosa (rit. soft)	6 pcs	Art. Nr. 08-0048
	Matrice kuličkového spoje žlutá (střední) Yellow caps (medium retention) Cappette gialle (rit. medium)	6 pcs	Art. Nr. 08-0050
	Matrice kuličkového spoje bílá (standardní) White caps (standard retention) Cappette bianche (rit. standard)	6 pcs	Art. Nr. 08-0052
	Matrice kuličkového spoje normální, zelená (tvrdá) Green caps (resilient) Cappette verde (elastiche)	6 pcs	Art. Nr. 08-0054
	Inox – pouzdro pro pryskyřici Stainless steel housings, for resin Contenitori accio Inox, per resina	2 pcs	Art. Nr. 08-0056
	Přenášecí pin Analogue pivots for stone cast Perni analoghi	2 pcs	Art. Nr. 08-0058
	Pracovní (dublovací) matrice Working caps (black) normal – only for laboratory use Cappette nero da laboratorio	6 pcs	Art. Nr. 08-0060
	Umíšťovací kroužek Positioning ring Posizionatori	2 pcs	Art. Nr. 08-0061
	Výstružník pro matrice Reamer for regulating caps Regolatore di tenuta cappette	1 pc	Art. Nr. 08-0062
	Paralelní držák Key for parallelometer Chiave per parallelometro	1 pc	Art. Nr. 08-0064
	Resilientní vymezovač kuličkového třmenového zásuvného spoje Aluminium spacers for BA – horizontal bar micro Dischetti in alum.	10 pcs	Art. Nr. 08-0066

ZÁSUVNÝ SPOJ KULÍČKOVÝ VERTIKÁLNÍ MICRO Ø 1,8 mm

■ Kulíčkový vertikální zásuvný spoj **al dente** má průměr kuličky 1,8 mm a je dle potřeby pro prodloužení k dostání včetně prodlužovacího dílce.

Oblast použití:

- Extrakoronální zásuvné spoje
- Třmenové zásuvné spoje

■ The **al dente** ball anchor vertical has a ball diameter of 1,8 mm. Additionally it is possible to place optional a horizontal extension with integrated milling arm.

Application:

- Extracoronal attachment
- Bar retaining

**Ball anchor vertical | Anclaje esférico vertical micro
L'attacco a sfera verticale**

■ El anclaje esférico vertical de **al dente** tiene un diámetro de 1,8 mm y – como opción – es también disponible en una versión más larga con estabilizador.


Aplicación:

- Elementos de agarre extracoronarios
- Elementos de agarre para barras

■ L'attacco a sfera **al dente** verticale ha un diametro della sfera di 1,8 mm e, su richiesta, è disponibile in versione più lunga, con fresaggio incorporato.

Campo di applicazione:

- Attacco extracoronale
- Elemento di ancoraggio per barra



Sortiment | Assortment | Surtidio | Assortimento

4 kompletní spoje – mikro 1,8mm + 2 prodloužení
4 attachments micro 1,8 mm + 2 elongations
4 anclajes completos micro 1,8 mm + 2 alargamientos
4 ancoraggi completi micro 1,8 mm + 2 prolungamenti

Art. Nr. 08-0070

Ø 1,8mm vertikální mikro | vertical micro | vertical micro | a sfera vertical

	Patrice jednotlivě Singles Singole	4 pcs	Art. Nr. 08-0072
	Patrice (dlouhá) Singles, long Patrice lunga	4 pcs	Art. Nr. 08-0074
	Prodloužení Elongations Allungamento	2 pcs	Art. Nr. 08-0076
	Dublovací matrice pro kulíčkový spoj, růžová Pink caps (soft retention) Cappette rosa (rit. soft)	4 pcs	Art. Nr. 08-0078
	Dublovací matrice pro kulíčkový spoj, žlutá Yellow caps (medium retention) Cappette gialle (rit. medium)	4 pcs	Art. Nr. 08-0080
	Dublovací matrice pro kulíčkový spoj, bílá White caps (standard retention) Cappette bianche (rit. standard)	4 pcs	Art. Nr. 08-0082
	Přenášecí pin Analogue pivots for stone cast Perni analoghi	2 pcs	Art. Nr. 08-0084
	Pracovní dublovací matrice Working caps for stainless steel housing Contenitori accia Inox per resi	4 pcs	Art. Nr. 08-0086
	Výstružník pro matrice Reamer for regulating caps Regolatore di tenuta cappette	1 pc	Art. Nr. 08-0090
	Vtláčovací tyčinka pro matrice KS Tool for inserting caps Inseritore di cappette	1 pc	Art. Nr. 08-0094
	Paralelní držák Key for parallelometer Chiave per parallelogramo	1 pc	Art. Nr. 08-0096

ZÁSUVNÝ SPOJ KULÍČKOVÝ PATRICE HORIZONTÁLNÍ PRO KOŘENOVÉ NÁSTAVBY Ø 2,5 mm

Ball anchor patrix for overdentures Ø 2,5 mm

Patriz horizontal del anclaje esférico para sobredentaduras Ø 2,5 mm

La patrice a sfera orizzontale per cappette radicolari Ø 2,5 mm



- Patrici přivískovat k voskové modelaci.
- Insert the ball anchor into the paralleling mandrel and bring it into position. Then wax the ball anchor onto the crown.
- Conectar la patriz con la modelación por medio de cera. Se colocan las patrices paralelas con la guía de paralelómetro.
- Cerare la patrice alla modellazione. Posizionare le patrici parallele con l'aiuto del parallelometro.

- Hotově vymodelovaná kořenová nástavba připravená pro zatmelení.
- Finished wax modelling. Cast as usual.
- Sobredentadura lista para el revestimiento.
- Cappetta radicolare modellata, pronta per la messa in rivestimento.

■ al dente kuličkový zásuvný spoj-patrice horizontální pro kořenové nástavby u totálních náhrad nebo jako retenční prvek kuličkových třmenových náhrad. Pomocí vykrývací destičky (Art.Nr. 08-0038) je možno zpracovat zásuvný spoj rezilientním způsobem.

■ al dente ball anchors horizontal for overdentures or for bar-connector systems. With the help of an aluminium disk (Art. Nr. 08-0038) the attachment can be processed also resiliently.

■ Patriz horizontal del anclaje esférico para sobredentaduras de *al dente* por prótesis total o como elementos de agarre por trabajos con barras. Con un disco de aliviar (Art. Nr. 08-0038) se puede elaborar el atache también resiliamente.

■ al dente ancoraggio sferico patrice orizzontale per cappette radicolari nelle protesi totali o come elemento di sostegno nei lavori a barra. Con l'aiuto di un dischetto spaziatore (Art.Nr. 08-0038) l'attachment diventa anche resiliente.

**Zásuvný spoj kuličkový -
patrice horizontální
jednotlivě**

4 pcs

Art. Nr. 08-0016

www.al-dente.de

The screenshot shows the homepage of al-dente.de. At the top, there's a navigation bar with links for Impressum, Kontakt, Handel, and Download. Below the navigation is a large image of a smiling person's teeth. A sidebar on the left contains links for News, In der Presse, Termine, and Newsletter Abo. The main content area has a heading 'Willkommen' and a paragraph of text. At the bottom, there's footer information about programming, design, and login.

This screenshot shows a sub-page on the al-dente website. It features a large image of a smile, a navigation bar with links for Impressum, Kontakt, Handel, and Download, and a sidebar with links for News, In der Presse, Termine, and Newsletter Abo. The main content area contains text about the company's collaboration with dental technicians and its commitment to quality, mentioning ISO 9001 certification and its global reach.

This screenshot shows a products page for 'Modellierwachse'. It includes a navigation bar with links for Impressum, Kontakt, Handel, and Download. The main content area features a large image of a smile, a sidebar with links for various modeling wax types like Tiefzieh-, Polymerisations-, and Frästechnik, and a product image of a dental model.

www.rsb-duna-dental.de

This screenshot shows the website for rsb-DUNADENTAL. It features a blue header with the company logo and navigation links for Home, Firma, Produkte, Tiefziehtechnik, Polymerisation, News, Kontakt, and Impressum. The main content area displays images of dental equipment and a message welcoming visitors to their partner for clinics and laboratories.

INHALTSVERZEICHNIS

Obsah | List of Contents | Contenido | Indice

Č

Aqua-Spacer lak na pahýly	44
Aqua-Spacer CAD/CAM skenovací lak	39
Barevné modelovací vosky	24
Blockout – vykřývací materiál	51
Blues – Destička pro míchání keramiky	42
Chameo Die Spacer – distanční lak	46
Debubblier-Pro – odstraňovač povrchového pnutí	49
Diagnostický vosk	24
Duro-Dip vosk do kapničkovače	31
Esprit modelovací vosky	23
Estetický vosk inlejový	27
Fixační vosk	33
Flexi-Dip vosk do kapničkovače	30
Flexiform	53
Frézovací vosk	26
Iso Pro izolace sádry proti vosku	48
Izolace na keramiku	43
Izolace sádry proti vosku	45
Kapničkovač Quick-Dip	31
Koloidní grafit	47
Kolinsky – štětec na keramiku	41
Krčkový vosk	22
Kuličkový zásuvný spoj	55
Laserové spoje	16
Lepící spoje	13
Lepící vosk	33
Líci kanálky ze zásobníkem	35
Líci technika – skelety	10
Líci vosk	12
Listy do pilky/pilka	52
Modelovací tekutina pro keramické hmoty	42
Modelovací vosk fóliový	11
Modelovací vosk pro skelety	12
Modelovací vosk univerzální	34
Modelovací vosky	18
Odstraňovač povrchového pnutí	49
Okluzní sprej	48
Paralelní držák	15
Plotýnkový modelovací vosk	37
Podkládací vosk	27
Předtvary voskových faset	5
Předtvary voskových mezičlenů – bločky	6

Předtvary voskových mezičlenů – jednotlivě	8
Předtvary voskových mezičlenů – vyduté	9
Pro-Bond dvousložkové lepidlo	15
Pro-Die distanční lak	45
Pro-Die vytvárač	45
Pro-Lux světlem tvrdnoucí lak na pahýly	46
Pro-Mod modelovací vosk	22
Pro-Seal voskové pečetidlo	47
Real Art sada modelovacích vosků	20
Separacní disky	52
Set-up plotýnkové modelovací vosky	37
Skenování vosky a laky pro Cercor Systém	38
Stavěcí vosk	36
Štětec na keramiku Arctic Series – Ice tool	40
Štětec na keramiku syntetický	41
Štětec na vosk	28
Sticky Sticks	36
Světlem polymerující materiál pro zhotovení individuálních otiskovacích lízic	51
Tropical vosk	28
Univerzální lepidlo na vosk	10
Vodou omývatelný lak na pahýly	44
Vosk do kapničkovače	29
Vosk pro modelaci krčkového okraje	32
Vosková retence	11
Voskové pečetidlo	47
Voskové předtvary žvýkacích plošek	9
Voskové profily spon	10
Voskové skusové valy	37
Voskový drát v cívce	34
Vosky pro CAD/CAM	38
Vosky pro celokeramiku	25
Vteřinové lepidlo	50
Vtokový systém Triangel	36
Vykřývací vosk	12
Vykřývací vos K+B	33
Vyznačovač kontakťů	48
Vyznačovač povrchové struktury keramiky	43
Zásuvné spoje	54

Ahesive bondings	13
Aesthetic-inlay wax	27
Aqua-Spacer	44
Aqua-Spacer for scan techniques	39
Attachments	54
Ball anchor	55
Binding joints	13
Binding joints for laserwelding technic	16
Bite surfaces	37
Blocking out material	51
Blocking out wax	12
Blockout wax C+B	33
Brush Arctic Series – Ice tool	40
CAD/CAM waxes	38
Casting wax	12
Ceramic isolation	43
Ceramic mixing liquid	42
Ceramic mixing palette Blues	42
Ceramic shoulder wax	32
Ceramic texture marker	43
Cervical wax	22
Chameo Die Spacer	46
Clasps profiles	10
Colloidal graphite	47
Colors – sculpturing waxes	24
Contact Marker	48
Diagnosticwax	24
Die Lubricant	45
Dipping wax	29
Dipping pots Quick-Dip	31
Debubbler	49
Duro-Dip dipping wax	31
Esprit sculpturing wax	23
Flexi-Dip dipping wax	30
Flexiform	53
Fixing wax	33
Hollow pontics	9
Inlay wax	27
Instant adhesive	50
Iso-Pro Die Lubricant	49
Kolinsky ceramic brush	41
Light curing tray material	51
Milling wax	26
Occlusal spray	48
Paralleling tool	15
Partial technique	10
Partial wax	12
Prefabricated wax pontics	6
Pro-Bond 2-component adhesive	15
Pro-Die Hardener	45
Pro-Die Spacer	45
Pro-Lux light curing Die Spacer	46
Pro-Mod sculpturing wax	22
Pro Seal wax sealing	47
Real Art modelling wax	20
Rod-Attachment	54
Saw blades/Saw bow	52
Sculpturing waxes	18
Sculpturing waxes for CAD/CAM Systems	38
Sculpturing waxes for Cercor-System	38
Separation discs	52
Set-up plate waxes	37
Set-up wax	36
Sprues with reservoir	35
Sticky sticks	36
Sticky wax	33
Synthetic ceramic brush	41
Triangular casting sprues	36
Tropical wax	28
Undercut wax	27
Universal sculpturing wax	34
Universal-wax adhesive	10
VKS wax	25
Water removable Die Spacer	44
Wax brush	28
Wax occlusal patterns	9
Wax Retentions	11
Wax ups waxveneers	5
Wax wire on spools	34
Wax sealer	44

ES

A ncajes esféricos	55	F lexi-Dip – cera de inmersión	30	A dhesivo "al secondo"	50	G anci	10
Ataches	54	Flexiform – moldes de silicona	53	Adesivo per attachi Pro Bond	15	Giuntori ad incollaggio	13
Aqua Spacer	44			Aqua Spacer	44	Giunzioni per saldatura laser	16
Aqua Spacer barniz por la técnica de escanear	39	G anchos de cera	10	Aqua Spacer – Vernice per monconi CAD/CAM	39	Grafite colloidale	47
B arras de colado con depósito	35	Grafito coloidal	47	Attacci	54	Isolante per la ceramica	43
Barras de colado en forma de triángulo	36	Guía de paralelómetro	15	Attacco a sfera	55	Iso-Pro – isolante per gesso-cera	49
Barniz Die Spacer cambiando color	45	H ilo de cera en rollos	34	B lockout	51	Kolinsky-penelli per ceramica	41
Barniz fotopolimerizable Pro-Lux	46	Iso Pro aislamiento escayola-cera	48	C anal di fusione a triangolo	36	Liquido per miscelare la ceramica	42
Bloques de mordida confeccionados	37	Kolinsky-Pincel para porcelana	41	Casting wax	12	Marker per la struttura di ceramica	43
Blockout material de bloqueo fotopolimerizable	51	Liberador de tensiones de cera		Cera adesiva	33	Masticoni preformati	37
C alentadores de cera Quick-Dip	31	Debubbilizer-Pro	49	Cera cervicale	22	O kkulsionsspray	48
Carillas de cera para la utilización	5	Liquido di mezcla para ceramica	42	Cera da modellazione universale	34	Parallelizzatore	15
Casting Wax	12	Loseta de mezcla Blues para porcelana	42	Cera di base	27	Penelli Arctic Series – Ice tool	40
Cera adhesiva	33	M aterial de bloqueo fotopolimerizable	51	Cera di fissagio	33	Penelli per ceramica sintetici	41
Cera CAD/CAM	38	Marcador por la textura de porcelana	43	Cera di fresaggio	26	Penello per cera	28
Cera de colado	11	P egamento instantáneo	50	Cere ad immersione	29	Piastre di miscelazione per masse	
Cera cervical	22	Pegamento universal para cera	10	Cera per bloccaggio per protesi fissa	33	ceramiche Blues	42
Cera de bloqueo	12	Pincel Arctic Series – Ice tool	40	Cera per fusione	11	Placche fotopolimerizzabili	
Cera de bloqueo K+B (coronas y puentes)	33	Pincel para cera	28	Cera per il montaggio	36	per cucchiali	51
Cera estética para inlays	27	Pincel sintético para porcelana	41	Cera per protesi scheletrate	12	Preformati in cera	6
Cera para montaje de dientes	36	Planchas de cera Set-Up	37	Cera per sottosquadri	12	Pro-Die Hardener	45
Cera de fijación	33	Preformas en bloque con/sin ribete	6	Cera per spalla in ceramica	32	Pro-Die Spacer	45
Ceras de fresado	26	Preformas	8	Cere a disco Set-up	37	Pro-Lux – vernice fotopolimerizzabile	
Ceras de inmersión	29	Preformas oclusales de cera en bloque	9	Cere da modellazione	18	per monconi	46
Ceras de modelar	18	Pro Bond adhesivo por attaches	15	Cere da modellazione per sistemi		Pro-Mod – cera da modellazione	22
Cera de modelar para esqueléticos	12	Pro Seal sellador de cera	47	CAD/CAM – Cercon	38	S eghetto	52
Ceras de modelar (diagnósticas)		R etenciones de cera	11	Cere da modellazione Real Art	20	Sigillante per cera Pro Seal	47
Real Art	20	Segueta/hojas de aserrado	52	Cere estetiche per inlay	27	Spine di fusione senza testa	35
Cera de modelar Pro-Mod	22	Separador de cerámica	43	Cere da modellazione per sistemi		Sticky sticks	36
Cera de modelar universal – Technique-wax	34	Spray de oclusión	48	di ceramica integrale (VKS)	25	T echnica degli scheletrati	10
Cera para el hombro de cerámica	32	Sticky Sticks	36	Chameo Die Spacer	46	Tensioattivo per cera Debubbilizer-Pro	49
Cera muerta	27	T ropical wax	28	Colla cera-universale	10	Tropical wax	28
Chameo Die Spacer – cambiando color	46	Uniones por soldadura de láser	16	Colors – Cera da modellazione	24	V ernice fotopolimerizzabile	
Colors – Ceras de modelar	24	V KS – Ceras de modelar para sistemas de cerámica por presión	25	Contact Marker	48	per monconi	46
Contact Marker	48	Wax Ups – Carillas de cera para la utilización diagnóstica	5	Diagnosticwax	24	Vernici per monconi eliminabile	
D iagnosticwax	24			Dischi separatori	52	con aqua	44
Discos separadores/abrasivos	52			Duro-Dip – cera ad immersione	31	W ax ups facette in cera	5
Duro-Dip cera de inmersión	31			Esprit – cera da modellazione	23		
Elementos de unión adhesivos	13			Facette in cera	5		
Endurecedor	45			Filo in cera in rotoli	34		
Esqueléticos	10			Flexi-Dip – cera ad immersione	30		
Esprit ceras de modelar	23			Flexiform	53		
				Fornelletto a immersione Quick-Dip	31		
				Fotopolimerizzante	51		

OBJEDNÁVKY +420 466 989 550
FAXEM

al dente
 dental produkte

Fakturační adresa

Zasílací adresa (pokud je jiná než fakturační)

Firma _____

Oddělení _____

Jméno _____

Příjmení _____

Ulice _____

PSČ/Místo _____

Telefon _____ Telefax _____

E-mail _____

Artikel-Nr.	Výrobek/označení	Množství

Datum _____ Podpis _____

al dente
dentalprodukte

rsb
DUNADENTAL

TECHNIKA TAŽENÍ FÓLIÍ



POLYMERACE POMOCÍ SUĚTLA



TLAKOVÉ HRNCE



PŘÍSTROJE PRO POLYMERACI

www.rsb-duna-dental.de

DENTAL

PRODOTTI

PRODUCTS

PRODUCTOS

al **dente** dentalprodukte GmbH
Am Tobel 15
88263 Horgenzell
Germany
Phone +49 (0)7504 /97091-0
Fax +49 (0)7504 /97091-20
info@aldente.de · www.almente.de